

Patientenhemd - Dimensionen und Abweichungen in [cm]

Parameter		Größe					Abweichung
		Universal Plus	Universal	132/146	104/128	54/98	
A	Länge des Hemdes (vom höchsten Schulterpunkt)	120	110	90	70	50	± 2
B	Hemdweite (unten)	170	140	120	112	92	± 2
C	Armlänge	29	27	18	16	14	± 0,5
D	Länge der Bänder zum Zusammenbinden im Nacken	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	± 1
E	Länge der Bänder zum Zusammenbinden an der Taille	210	180	160	140	120	± 5

