Medidress PERFECT Fartuchy chirurgiczne

Fartuchy chirurgiczne Perfect wykonane są z dwóch rodzajów tkanin: z lekkiej tkaniny poliestrowej oraz z trójwarstwowego laminatu w strefach krytycznych wyrobu. Konstrukcja fartucha pozwala na założenie go w sposób aseptyczny, a długie poliestrowe mankiety dokładnie opinają nadgarstek. Dodatkowo mankiet posiada wszytą tasiemkę do założenia na palec, która zabezpiecza przed podciąganiem się rękawów, co gwarantuje nie wysuwanie się rękawa spod rękawicy.

Zastosowanie:

- jako odzież dla personelu medycznego, stosowana przy długich wysokoinwazyjnych procedurach medycznych; wyrób zgodny z normą PN EN 13795

Rodzaje:

- niejałowe
- jałowe – w usłudze oferowanej przez spółki CitoNet
- kolor: zielony, niebieski

Rozmiary i pakowanie:

- S, M, L, XL, XXL – identyfikacja rozmiaru kolorem
- pakowane po 1 szt.







6

MD

Wyroby jałowe są certyfikowane przez Jednostkę Notyfikowaną TÜV Nord Polska sp. z o.o. i posiadają CE z numerem 2274. Ocena zgodności ograniczyła się do wyrobów fabrycznie nowych (nie obejmuje procesu sterylizacji po wprowadzeniu do obrotu).

>>

©Copyright 2026 matopat.pl | Ostatnia aktualizacja: 04.11.2026