Medisorb G+A sterylny hydrożel z alginianem do wypełniania ran

Opis

Medisorb G + A to jałowy, amorficzny hydrożel z dodatkiem alginianów, przeznaczony do łagodnego nawadniania suchej tkanki martwiczej. Produkt ułatwia oczyszczanie autolityczne (autolytic debridement), jednocześnie wykazując zdolność do rozluźniania i absorpcji włóknika (slough) oraz wysięku. Może być również stosowany w celu zapewnienia optymalnego, wilgotnego środowiska w późniejszych fazach gojenia rany.

Medisorb G+A jest dostarczany jako wyrób jałowy, jednorazowego użytku.

Działanie

W przypadku rany suchej: Medisorb G+A przekształca środowisko rany z suchego na wilgotne (efekt hydrożelu). Sucha tkanka absorbuje wodę zawartą w opatrunku, co inicjuje i wspomaga autolizę (rozpad enzymatyczny) tkanki martwiczej.

W przypadku rany z wysiękiem (sączącej): cząsteczki hydrokoloidu zawarte w Medisorb G+A ulegają aktywacji, co prowadzi do absorpcji nadmiaru płynu i przywrócenia równowagi wodnej w łożysku rany (efekt hydrokoloidu).

Rola poliolu: żel zawiera poliol pełniący funkcję humektantu (substancji nawilżającej), który zapobiega wysychaniu żelu oraz poprawia jego właściwości aplikacyjne.



Wskazania

Medisorb G+A jest głównie przeznaczony do leczenia ran z suchą, bądź rozpływną tkanką martwiczą takich jak owrzodzenia podudzi, odleżyny i niezainfekowane owrzodzenia stopy cukrzycowej. Medisorb G+A może być również stosowany na oparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Żel może być stosowany w trakcie całego procesu gojenia w celu zapewnienia wilgotnego środowiska we wszystkich rodzajach ran, z wyjątkiem tych wymienionych w sekcji „Środki ostrożności” w Instrukcji Używania.

Sposób użycia

Stosować ściśle wg wskazań zamieszczonych w ulotce użycia oraz pod kontrolą lekarza lub pielęgniarki, którzy zadbają o aseptyczny sposób nałożenia opatrunku. Przed zastosowaniem należy przeczytać instrukcję użycia. Wymaga zabezpieczenia opatrunkiem wtórnym.



Dodatkowe uwagi

Działanie oczyszczające (debridement): nawadnia tkankę martwiczą i wspomaga oczyszczanie autolityczne.

Działanie usuwające włóknik (desloughing): absorbuje włóknik oraz wysięk, nie uszkadzając delikatnej tkanki ziarninującej.

Tworzenie wilgotnego środowiska gojenia: zapewnia optymalne warunki, które wspierają proces gojenia, zmniejszają ryzyko powstawania blizn oraz pomagają łagodzić dolegliwości bólowe.

Stabilność i przeciwdziałanie maceracji: lepka konsystencja zapewnia utrzymanie żelu w miejscu aplikacji. Nawet po wchłonięciu martwych tkanek i wysięku żel zachowuje spoistość (kohezję), przeciwdziałając wyciekom i zapobiegając maceracji skóry wokół rany.

Łatwość usuwania: dzięki wysokiej spoistości żel jest łatwy do usunięcia, nawet po zaabsorbowaniu zanieczyszczeń i wysięku.

Przeciwwskazania

Nie używać produktu u osób ze stwierdzoną alergią na żel, na rany oparzeniowe III stopnia, a także w przypadku uszkodzenia lub wcześniejszego otwarcia opakowania

Dostępne rozmiary

15 g – 1 sztuka

Dystrybutor

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA

Producent

Pharmaplast S.A.E., Egypt

MD

Wyroby jałowe są certyfikowane przez Jednostkę Notyfikowaną GMED SAS i posiadają CE z numerem 0459

>>

©Copyright 2026 matopat.pl | Ostatnia aktualizacja: 04.11.2026