Ambulex NITRYL Rękawice zabiegowe nitrylowe

Z myślą o osobach uczulonych na lateks.
Rękawice charakteryzują się brakiem w składzie lateksu kauczuku naturalnego oraz dużą wytrzymałością na rozerwanie.
Stanowią skuteczną barierę ochronną, a rolowany brzeg mankietu ułatwia ich zakładanie.



Ambulex NITRYL – rękawice zabiegowe nitrylowe, niepudrowane

- pozbawione środka pudrującego
- wysoka wytrzymałość na rozerwanie, zarówno na początku, jak i na końcu okresu ważności rękawicy
- końcówki palców są chropowate, co zapewnia pewny chwyt narzędzi
- uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie
- dostępne kolory: białe, fioletowe, czarne (zwłaszcza dla salonów tatuażu), białe wydłużone (wydłużony mankiet pozwala na lepsze zabezpieczenie)

Rękawice nitrylowe są klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii III, są zgodne z normą PN-EN ISO 374. Przed użyciem rękawic należy się zapoznać z instrukcją użytkowania. W celu szczegółowego zapoznania się z informacją w zakresie odporności chemicznej, proszę o kontakt z Państwa przedstawicielem medycznym.





Zastosowanie:

- powszechne zastosowanie w służbie zdrowia
- obniżają ryzyko zakażenia podczas badań i zabiegów oraz kontaktu z zanieczyszczonym materiałem medycznym

Rodzaje:

- niejałowe
- niepudrowane

MD

Rozmiary i pakowanie:

- białe, fioletowe i białe wydłużone: XS, S, M, L, XL
- czarne: S, M, L
- w kartoniku po 100 szt.

>>

©Copyright 2026 matopat.pl | Ostatnia aktualizacja: 08.11.2026