Torebki i rękawy papierowo-foliowe płaskie do sterylizacji BOM (PARA, EO, FORM)

Oferta płaskich opakowań papierowo-foliowych do sterylizacji.

Materiały wysokiej jakości użyte do produkcji opakowań oraz zwalidowany technologiczny proces wytwarzania zapewniają doskonały efekt „peel”- bezpyłowego otwierania opakowań.
To minimalizuje ryzyko zakażenia drobinami celulozy, które mogą się odrywać podczas otwierania opakowań papierowych.
Chemiczne indykatory procesu sterylizacji nadrukowano na papierze w obrębie zgrzewu od strony laminatu.

Wyrób spełnia wymagania norm PN-EN 868-3, PN-EN 868-5, PN-EN ISO 11607-1, PN-EN ISO 11607-2 i PN-EN ISO 11140-1.

Zastosowanie:

- jako opakowania dla sterylizacji parą wodną (STEAM), tlenkiem etylenu (EO) i formaldehydem (FORM)

Rodzaje:


- torebki
- rękawy

Rozmiary i pakowanie:

- torebki – zróżnicowana gama rozmiarów: szerokość od 40 mm 600 mm; długość do 90 mm do 1200 mm; pakowane po 100 szt.
- rękawy – zróżnicowana gama rozmiarów: w postaci rolki o szerokości od 50 mm do 650 mm i długości od 60 m do 200 m; pakowane po 1 szt.







MD

>>

©Copyright 2026 matopat.pl | Ostatnia aktualizacja: 04.11.2026