MATOSET Zestawy operacyjne

Nowoczesne rozwiązanie dla bloku operacyjnego.

- kompozycja elementów potrzebnych do wykonania określonej procedury medycznej w jednym jałowym opakowaniu: materiał opatrunkowy, obłożenie pacjenta i sprzętu medycznego, instrumenty i elementy pomocnicze, odzież operacyjna dla personelu medycznego
- skład zestawu pozwala wypracować standard postępowania, a tym samym minimalizować ryzyko pomyłki
- skład zestawu jest optymalnie dostosowany do danej procedury medycznej, dlatego nie ma odpadu w postaci niewykorzystanego materiału jałowego
- wykorzystanie jednego zestawu skraca czas przygotowania do zabiegu i usprawnia przebieg procedur operacyjnych
- jedno opakowanie jednostkowe eliminuje koszty opakowań poszczególnych elementów składowych
- jedno opakowanie wyklucza konieczność otwierania wielu pośrednich opakowań pojedynczych i tym samym nie podnosi ryzyka zainfekowania wyrobu jałowego
- zawartość zestawu dodatkowo zabezpieczona (zawinięta) w serwetę, ułatwiającą wyjęcie składowych zestawu w sposób jałowy
- etykieta TAG



Zastosowanie:

- do stosowania w trakcie zabiegów operacyjnych





Rodzaje (kilka przykładów):

- dostępne tylko w wersji jałowej
- zestaw do porodu i cesarskiego cięcia
- zestaw do laparoskopii
- zestaw do laparotomii
- zestaw do artroskopii kolana
- zestaw urologiczno-ginekologiczny
- zestaw do angiografii

MD

Wyroby jałowe są certyfikowane przez Jednostkę Notyfikowaną TÜV Nord Polska sp. z o.o. i posiadają CE z numerem 2274

Pakowanie:

- zestawy zapakowane w opakowanie do sterylizacji oraz w karton-dyspenser ułatwiający organizację i przechowywanie wyrobów w szpitalu, chyba, że klient życzy sobie inaczej

>>

©Copyright 2026 matopat.pl | Ostatnia aktualizacja: 04.11.2026