TRICOMED

# biomateriały

Siatki chirurgiczne
Taśmy urologiczne i aplikatory
Protezy kości
Barwne oznaczniki chirurgiczne

Materiał
przeznaczony
dla profesjonalistów



# TRICOMED SA
## prawie 70 lat tradycji

Firma powstała w 1959 r.; od 1995 r. – spółka akcyjna, obecnie w ramach Grupy TZMO.

W 1961 roku wszczepiono pierwszą polską protezę naczyniową produkcji Tricomed (2 lata po analogicznej operacji w Stanach Zjednoczonych) – pacjent przeżył z nią 45 lat.

Jedna z nielicznych w świecie i jedyna w Polsce specjalizująca się w opracowaniu i produkcji dzianych wyrobów medycznych klasy III.

Wszystkie wyroby firmy spełniają wymogi bezpieczeństwa i uzyskały znak CE.

Firma posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, nowoczesne zaplecze badawcze, doświadczenie i współpracuje z autorytetami medycznymi w dziedzinie chirurgii implantacyjnej.

Ma na swym koncie wiele nagród, a wyroby stosowane są w wielu ośrodkach w kraju i za granicą.

Od 6 lipca 2009 roku posiada status Centrum Badawczo–Rozwojowego, a jej naukowa specjalizacja to: protezy kości, siatki chirurgiczne i nowoczesne opatrunki specjalistyczne.

2017
Nagroda jakości od Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Nagroda przyznana dla TRICOMED SA podczas XXII Polskiego Dnia Jakości.




HIGHEST QUALITY
QI
QUALITY INTERNATIONAL
2020

**Quality International 2020**

Złote Godło QI w XIV edycji Programu Najwyższa Jakość QI w kategorii Zarządzanie Najwyższej Jakości.

# biomateriały

## Spis treści:

Siatki chirurgiczne ..... 4
Taśmy urologiczne i aplikatory ..... 19
Protezy kości ..... 23
Barwne oznaczniki chirurgiczne ..... 29


Medical Practise Center TZMO SA to miejsce międzynarodowego, profesjonalnego kontaktu ze środowiskiem medycznym. To również przestrzeń do wymiany doświadczeń, koncepcji i wniosków pomiędzy pracownikami ochrony zdrowia w zakresie nowych metod, technik czy technologii medycznych. Celem jest zapewnienie dostępu do aktualnej, nowoczesnej i specjalistycznej wiedzy medycznej i produktowej.

Medical Practise Center stanowi przygotowany i prowadzony przez TZMO SA serwis internetowy mający na celu rozpowszechnianie wśród pracowników ochrony zdrowia aktualnej wiedzy medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania wyrobów TZMO SA.

**SERDECZNIE ZAPRASZAMY. BĄDŹCIE Z NAMI!**

## Optomesh®

SIATKA CHIRURGICZNA
DO OPERACYJNEGO LECZENIA
PRZEPUKLIN



Nieresorbowalne siatki chirurgiczne wykonane są z monofilamentowej przędzy polipropylenowej. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, dobrą układalnością, niską masą powierzchniową, niestrzępliwością brzegów oraz wysoką wytrzymałością na wyrwanie szwów.

Oferowane są w dwóch wariantach:

- MACROPORE – wyrób siatkowy o dużych porach,
- THINLIGHT – wyrób siatkowy o małych porach.

Implanty siatkowe Optomesh® dostępne są w szerokiej gamie rozmiarów. Wyroby nie zawierają substancji pochodzenia allogennego oraz odzwierzęcego.
W wariancie MACROPORE zastosowano niebieskie linie orientujące ułatwiające widoczność oraz ułożenie wyrobu w polu operacyjnym.

Dostępne w wersji jałowej (EO).

Zapraszamy na mpc.tzmo-global.com

# siatki chirurgiczne

## Zastosowanie:

Zalecane są do zabiegów rekonstrukcyjnych w celu uzupełnienia i/lub wzmocnienia ubytków tkanek miękkich w przypadku wystąpienia następujących przepuklin:

- pierwotnych i nawrotowych,
- pooperacyjnych,
- pachwinowych i udowych,
- okołopępkowych,
- kresy białej,
- o dużych wrotach.

SIATKA CHIRURGICZNA DO OPERACYJNEGO LECZENIA PRZEPUKLIN, **JAŁOWA**

| kod wyrobu | rozmiar (mm) | wariant | opakowanie jednostkowe | opakowanie zbiorcze |
|---|---|---|---|---|
| MB-271-OPMT-001 | 50 x 60 | T | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMT-002 | 50 x 100 | T | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMT-003 | 60 x 110 | T | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMT-004 | 65 x 125 | T | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMT-005 | 80 x 80 | T | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMT-006 | 80 x 130 | T | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMT-007 | 100 x 160 | T | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMT-008 | 125 x 200 | T | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMT-009 | 125 x 250 | T | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMT-010 | 150 x 150 | T | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMT-011 | 150 x 200 | T | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMT-012 | 200 x 250 | T | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMT-013 | 200 x 300 | T | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMT-014 | 220 x 350 | T | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMT-015 | 260 x 360 | T | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMT-016 | 300 x 300 | T | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMT-017 | 60 x 140 | TLIM | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMT-019 | 45 x 100 | TLIM | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMT-018 | 60 x 140 | TLIK | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMT-020 | 45 x 100 | TLIK | 1 szt. | 10 op. |

↓

| | ↓ | | | |
|---|---|---|---|---|
| MB-271-OPMM-101 | 50 x 60 | MN | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMM-102 | 50 x 100 | MN | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMM-103 | 60 x 110 | MN | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMM-104 | 65 x 125 | MN | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMM-105 | 80 x 80 | MN | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMM-106 | 80 x 130 | MN | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMM-107 | 100 x 160 | MN | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMM-108 | 125 x 200 | MN | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMM-109 | 125 x 250 | MN | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMM-110 | 150 x 150 | MN | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMM-111 | 150 x 200 | MN | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMM-112 | 200 x 250 | MN | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMM-113 | 200 x 300 | MN | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMM-114 | 220 x 350 | MN | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMM-115 | 260 x 360 | MN | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPMM-116 | 300 x 300 | MN | 1 szt. | 10 op. |


Indeksy zaznaczone na niebiesko oznaczają wyroby posiadające niebieskie linie orientujące.

**T** – wariant THIN LIGHT
**TLIM** – do operacji Lichtensteina dla mężczyzn (z wycięciem na powrózek nasienny)
**TLIK** – do operacji Lichtensteina dla kobiet
**MN** – wariant MACROPORE z niebieskimi liniami

**Zapraszamy na optomesh.pl**

## Optomesh® ULTRALIGHT

SIATKA CHIRURGICZNA
DO OPERACYJNEGO LECZENIA
PRZEPUKLIN



Nieresorbowalne ultralekkie siatki chirurgiczne Optomesh® ULTRALIGHT wykonane są z zastosowaniem transparentnych oraz niebieskich jednowłókienkowych (monofilamentowych) przędz polipropylenowych.

Wyroby Optomesh® ULTRALIGHT oferowane są w trzech wariantach:

- L-Pore – wyrób siatkowy o dużych porach,
- M-Pore – wyrób siatkowy o średnich porach,
- S-Pore – wyrób siatkowy o małych porach.

Implanty siatkowe Optomesh® ULTRALIGHT dostępne są w szerokim zakresie rozmiarowym, o różnej gramaturze oraz właściwościach mechanicznych, które zostały dostosowane do wielkości wrót przepuklinowych. Siatki nie zawierają substancji pochodzenia allogennego oraz odzwierzęcego. W wariantach L-Pore oraz S-Pore zastosowano niebieskie linie orientujące ułatwiające widoczność oraz ułożenie wyrobu w polu operacyjnym.

Dostępne w wersji jałowej (EO).

## Zastosowanie:

Zalecane są do zabiegów rekonstrukcyjnych w celu uzupełnienia i/lub wzmocnienia ubytków tkanek miękkich w przypadku wystąpienia następujących przepuklin:

- pierwotnych i nawrotowych,
- pooperacyjnych,
- pachwinowych i udowych,
- okołopępkowych,
- kresy białej,
- o dużych wrotach (dotyczy wariantu M-Pore).

W zależności od rodzaju przepukliny i jej wielkości można dobrać odpowiedni wariant siatki chirurgicznej:

- **L-Pore** do przepuklin z małym ubytkiem tkanki łącznej (powięziowej),

- **M-Pore** do przepuklin małych i średnich oraz dużych,

- **S-Pore** do przepuklin małych i średnich.




**Zapraszamy na optomesh.pl**

SIATKA CHIRURGICZNA DO OPERACYJNEGO LECZENIA PRZEPUKLIN, **JAŁOWA**

| kod wyrobu | rozmiar (mm) | wariant | opakowanie jednostkowe | opakowanie zbiorcze |
|---|---|---|---|---|
| MB-271-OPUS-006 | 60 x 110 | S-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUS-007 | 80 x 130 | S-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUS-008 | 75 x 150 | S-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUS-010 | 80 x 150 | S-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUS-011 | 100 x 150 | S-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUS-014 | 120 x 170 | S-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUS-015 | 150 x 150 | S-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUS-017 | 150 x 250 | S-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUL-006 | 60 x 110 | L-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUL-007 | 80 x 130 | L-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUL-008 | 75 x 150 | L-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUL-010 | 80 x 150 | L-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUL-011 | 100 x 150 | L-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUL-014 | 120 x 170 | L-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUL-015 | 150 x 150 | L-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUL-017 | 150 x 250 | L-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUM-006 | 60 x 110 | M-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUM-007 | 80 x 130 | M-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUM-008 | 75 x 150 | M-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUM-010 | 80 x 150 | M-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUM-011 | 100 x 150 | M-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUM-014 | 120 x 170 | M-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUM-015 | 150 x 150 | M-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUM-017 | 150 x 250 | M-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUM-019 | 200 x 300 | M-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUM-021 | 300 x 300 | M-Pore | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPUM-023 | 300 x 450 | M-Pore | 1 szt. | 10 op. |

Indeksy zaznaczone na niebiesko oznaczają wyroby posiadające niebieskie linie orientujące.

**TZMO SA od wielu lat angażuje się w działalność edukacyjną oraz naukową w środowisku medycznym zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Aktywnie wspierając rozwój środowiska chirurgicznego poprzez łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką kliniczną.**



Wyrazem tego zaangażowania jest portal **Medical Practise Center**, który udostępnia wieloletnie doświadczenie ekspertów w formie merytorycznych nagrań i warsztatów prowadzonych przez wybitnych ekspertów w dziedzinie herniologii, ginekologii, neurochirurgii oraz torakochirurgii.

Użytkownicy platformy **MPC** uzyskują dostęp do cennych wskazówek czołowych praktyków europejskiej sceny medycznej oraz aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach branżowych.

Rejestracja na warsztaty praktyczne umożliwia śledzenie transmisji na żywo, otrzymanie certyfikatu uczestnictwa oraz zdobycie punktów edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy.






TZMO SA aktywnie angażuje się w rozwój nowego pokolenia chirurgów oferując wsparcie edukacyjne. Poprzez programy takie jak **„Chirurgia – mój wybór, moja pasja, moje życie"** czy **„Hernia Cup"**, firma tworzy przestrzeń do zdobywania praktycznych umiejętności i wymiany doświadczeń pod okiem ekspertów.

Wspieranie młodych chirurgów stanowi podstawę rozwoju medycyny. Profesjonalna opieka merytoryczna tworzy przestrzeń, w której młodzi chirurdzy mogą bezpiecznie podnosić swoje kwalifikacje, korzystając z wiedzy i życzliwości doświadczonych specjalistów. Taka współpraca nie tylko pomaga doskonalić technikę pracy, ale daje też bezcenne poczucie pewności przy podejmowaniu trudnych decyzji w sytuacjach nagłych. Dbanie o nowe pokolenie lekarzy poprzez warsztaty i programy edukacyjne to wspólna inwestycja w przyszłość, która gwarantuje każdemu pacjentowi opiekę na najwyższym poziomie.

## Optomesh® SUPERULTRALIGHT

SIATKA CHIRURGICZNA
DO OPERACYJNEGO LECZENIA
PRZEPUKLIN



Nieresorbowalne ultralekkie siatki chirurgiczne Optomesh® SUPERULTRALIGHT wykonane są z zastosowaniem transparentnych oraz niebieskich, jednowłókienkowych (monofilamentowych) przędz polipropylenowych.

Implanty siatkowe Optomesh® SUPERULTRALIGHT nie zawierają substancji pochodzenia allogennego oraz odzwierzęcego.

W wyrobie zastosowano niebieskie linie orientujące ułatwiające widoczność oraz ułożenie w polu operacyjnym.

**Dostępne w wersji jałowej (EO).**

### Zastosowanie:

Zalecane są do zabiegów rekonstrukcyjnych w celu uzupełnienia i/lub wzmocnienia ubytków tkanek miękkich w przypadku wystąpienia następujących przepuklin:

- pierwotnych i nawrotowych,
- pooperacyjnych,
- pachwinowych i udowych,
- okołopępkowych.

Optomesh® SUPERULTRALIGHT zaleca się stosować do zaopatrywania przepuklin z małym ubytkiem tkanki łącznej (powięziowej) – wyrób dedykowany do przepuklin o małych wrotach.

SIATKA CHIRURGICZNA DO OPERACYJNEGO LECZENIA PRZEPUKLIN, **JAŁOWA**

| kod wyrobu | rozmiar (mm) | opakowanie jednostkowe | opakowanie zbiorcze |
|---|---|---|---|
| MB-271-OPSL-006 | 80 x 130 | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPSL-007 | 100 x 100 | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPSL-008 | 100 x 160 | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPSL-010 | 150 x 200 | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OPSL-011 | 150 x 150 | 1 szt. | 10 op. |

Wszystkie indeksy to wyroby posiadające niebieskie linie orientujące.

## Tricobelt

### PAS PRZEPUKLINOWY BRZUSZNY

Wyrób dzięki swej konstrukcji wspomaga mięśnie brzucha w czasie codziennej aktywności, zapobiegając tworzeniu się przepuklin pooperacyjnych, a także powiększaniu już istniejących przepuklin brzusznych.

Wyrób zalecany jest do stosowania po operacjach jamy brzusznej, w zaopatrywaniu już istniejących przepuklin, w codziennej aktywności wspomagając mięśnie brzucha w czasie wysiłku fizycznego, w przebiegu chorób zwyrodnieniowych i zapalnych odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

PAS PRZEPUKLINOWY BRZUSZNY, **NIEJAŁOWY**

| kod wyrobu | rozmiar | wariant | opakowanie jednostkowe | opakowanie zbiorcze |
|---|---|---|---|---|
| MB-152-TB24-00S | S | 24 cm | 1 szt. | 7 op. |
| MB-152-TB24-00M | M | 24 cm | 1 szt. | 7 op. |
| MB-152-TB24-00L | L | 24 cm | 1 szt. | 7 op. |
| MB-152-TB24-0XL | XL | 24 cm | 1 szt. | 7 op. |
| MB-152-TB24-2XL | XXL | 24 cm | 1 szt. | 7 op. |
| MB-152-TB20-00S | S | 20 cm | 1 szt. | 7 op. |
| MB-152-TB20-00M | M | 20 cm | 1 szt. | 7 op. |
| MB-152-TB20-00L | L | 20 cm | 1 szt. | 7 op. |
| MB-152-TB20-0XL | XL | 20 cm | 1 szt. | 7 op. |
| MB-152-TB20-2XL | XXL | 20 cm | 1 szt. | 7 op. |

## Optomesh® 3D

SIATKA CHIRURGICZNA
DO OPERACYJNEGO LECZENIA
PRZEPUKLIN PACHWINOWYCH




Nieresorbowalne siatki chirurgiczne Optomesh® 3D
to wyroby o przestrzennej konstrukcji, wykonane z zastosowaniem transparentnych oraz niebieskich, jednowłókienkowych (monofilamentowych) przędz polipropylenowych.

Wyrób oferowany jest w czterech wariantach*:

- Prawa, rozmiar S/M,
- Prawa, rozmiar L,
- Lewa, rozmiar S/M,
- Lewa, rozmiar L.

* wymiar S/M ok. 14,5 x 11,5 x 5,5 cm
wymiar L ok. 16,5 x 11,5 x 5,5 cm

Implanty Optomesh® 3D posiadają znacznik ułatwiający implantację siatki, wykonany z niebieskiej przędzy polipropylenowej. Wyroby Optomesh® 3D nie zawierają substancji pochodzenia allogennego oraz odzwierzęcego.

**Zapraszamy na mpc.tzmo-global.com**

Oferujemy także siatkę chirurgiczną Optomesh® 3D o przestrzennej konstrukcji, dostosowaną do anatomii pacjenta. Jest to innowacyjny wyrób chirurgiczny opracowany na podstawie tomografii komputerowej, co pozwala na dobór idealnego kształtu dopasowanego do struktur anatomicznych pachwiny danego pacjenta.

## Dostępne w wersji jałowej (EO).

## Zastosowanie:

Zalecane są do zabiegów rekonstrukcyjnych w celu uzupełnienia i/lub wzmocnienia ubytków tkanek miękkich w przypadku wystąpienia przepuklin pachwinowych zarówno pierwotnych jak i nawrotowych.

SIATKA CHIRURGICZNA DO OPERACYJNEGO LECZENIA PRZEPUKLIN PACHWINOWYCH, **JAŁOWA**

| kod wyrobu | wariant | opakowanie jednostkowe | opakowanie zbiorcze |
|---|---|---|---|
| MB-271-OP3D-001 | Prawa, rozmiar S/M | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OP3D-002 | Prawa, rozmiar L | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OP3D-003 | Lewa, rozmiar S/M | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OP3D-004 | Lewa, rozmiar L | 1 szt. | 10 op. |
| MB-271-OP3D-005 | Prawa, dostosowana do pacjenta | 1 szt. | - |
| MB-271-OP3D-006 | Lewa, dostosowana do pacjenta | 1 szt. | - |




Zapraszamy na optomesh.pl

## Optomesh® STOMA

SIATKA CHIRURGICZNA
DO OPERACYJNEGO LECZENIA
PRZEPUKLIN OKOŁOSTOMIJNYCH




Nieresorbowalne siatki chirurgiczne Optomesh® STOMA wykonane są z zastosowaniem transparentnych oraz niebieskich, jednowłókienkowych (monofilamentowych) przędz polipropylenowych. Wyrób dostępny jest w jednym rozmiarze 195 mm x 195 mm, przy czym dopuszcza się modyfikowanie wymiarów przez chirurga podczas implantacji, w celu dopasowania kształtu do indywidualnej anatomii pacjenta. Implant nie zawiera substancji pochodzenia allogennego oraz odzwierzęcego. W wyrobie zastosowano niebieskie linie orientujące ułatwiające widoczność oraz ułożenie w polu operacyjnym.

**Dostępne w wersji jałowej (EO).**

**Zastosowanie:**
Zalecane są do stosowania podczas chirurgicznego leczenia przyczynowego lub zapobiegawczego występowania przepuklin okołostomijnych.

SIATKA CHIRURGICZNA DO OPERACYJNEGO LECZENIA PRZEPUKLIN OKOŁOSTOMIJNYCH, **JAŁOWA**

| kod wyrobu | rozmiar (mm) | opakowanie jednostkowe | opakowanie zbiorcze |
|---|---|---|---|
| MB-271-OPST-001 | 195 x 195 | 1 szt. | 10 op. |

**Zapraszamy na mpc.tzmo-global.com oraz optomesh.pl**

# "Łódzkie Eureka" 2018




**Nagroda w kategorii "technika"**
dla następujących wyrobów:

Optomesh ULTRALIGHT,
Dallop NM ULTRALIGHT
oraz siatki ginekologiczne G-Mesh.

## G-Mesh®

SIATKA GINEKOLOGICZNA
DO CHIRURGICZNEGO LECZENIA
OBNIŻENIA NARZĄDU RODNEGO




Nieresorbowalne siatki ginekologiczne wykonane są z zastosowaniem jednowłókienkowej monofilamentowej przędzy polipropylenowej. Na końcach ramion wyrób posiada wypustki ułatwiające przełożenie ich przez otwory w aplikatorze. Implant nie zawiera substancji pochodzenia allogennego oraz odzwierzęcego.

Wyrób G-Mesh® jest oferowany w trzech wariantach:

- Typ Posterior 2 – siatka dwuramienna,
- Typ Anterior 4 – siatka czteroramienna,
- Typ Posterior 6 – siatka sześcioramienna.

Dostępne w wersji jałowej (EO).

### Zastosowanie:

Stosowane do zabiegów chirurgii rekonstrukcyjnej leczenia obniżenia narządu rodnego (Pelvic Organ Prolapse, POP). Decyzję odnośnie metody implantacji podejmuje lekarz specjalista, wskazuje się jednak, aby pacjentki z objawami:

- rectocele, enterocele zaopatrywane były wariantem Posterior 2 lub Posterior 6,
- cystocele zaopatrywane były wariantem Anterior 4,
- obniżenia macicy lub sklepienia pochwy po histerektomii zaopatrywane były wariantem Posterior 6.




SIATKA GINEKOLOGICZNA DO CHIRURGICZNEGO LECZENIA OBNIŻENIA NARZĄDU RODNEGO, **JAŁOWA**

| | kod wyrobu | wariant | opakowanie jednostkowe | opakowanie zbiorcze |
|---|---|---|---|---|
| ① | MB-271-GMP2-001 | Posterior 2 | 1 szt. | 20 op. |
| ② | MB-271-GMA4-001 | Anterior 4 | 1 szt. | 10 op. |
| ③ | MB-271-GMP6-001 | Posterior 6 | 1 szt. | 10 op. |



## Dallop® NM ULTRALIGHT • Dallop® NM

TAŚMA UROLOGICZNA
DO CHIRURGICZNEGO
LECZENIA NIETRZYMANIA MOCZU







Zapraszamy na mpc.tzmo-global.com oraz dallop-nm.pl

Nieresorbowalne, chirurgiczne taśmy urologiczne wykonane są z zastosowaniem jednowłókienkowej (monofilamentowej) przędzy polipropylenowej, w kolorze transparentnym (Dallop® NM) oraz w kolorze transparentnym i niebieskim (Dallop® NM ULTRALIGHT). W wyrobie Dallop® NM ULTRALIGHT zastosowano niebieską linię wzdłuż wyrobu, która ułatwia widoczność w polu operacyjnym oraz umożliwia jego identyfikację w przypadku konieczności poprawy napięcia.
Wyroby zaopatrzone są w niebieskie uchwyty ułatwiające mocowanie wyrobu w aplikatorze. Wyroby nie zawierają substancji pochodzenia allogennego oraz odzwierzęcego.

## Dostępne w wersji jałowej (EO).

## Zastosowanie:

Zalecane są do stosowania podczas zabiegów chirurgicznych leczenia Wysiłkowego Nietrzymania Moczu (WNM).
Wyroby przeznaczone są do implantacji następującymi metodami:

- Tension-Free Vaginal Tape (TVT),
- Trans Obturator Tape (TOT),
- Tension-Free Vaginal Tape-Obturator (TVT-O).

TAŚMA UROLOGICZNA DO CHIRURGICZNEGO LECZENIA NIETRZYMANIA MOCZU DALLOP® NM ULTRALIGHT, **JAŁOWA**

| kod wyrobu | rozmiar (mm) | opakowanie jednostkowe | opakowanie zbiorcze |
|---|---|---|---|
| MB-271-TNMU-001 | 300 | 1 szt. | 5 op. |
| MB-271-TNMU-002 | 450 | 1 szt. | 5 op. |


Indeksy zaznaczone na niebiesko oznaczają wyroby posiadające niebieskie linie orientujące.


TAŚMA UROLOGICZNA DO CHIRURGICZNEGO LECZENIA NIETRZYMANIA MOCZU DALLOP® NM, **JAŁOWA**

| kod wyrobu | rozmiar (mm) | opakowanie jednostkowe | opakowanie zbiorcze |
|---|---|---|---|
| MB-271-TNMS-004 | 450 | 1 szt. | 5 op. |
| MB-271-TNMS-003 | 600 | 1 szt. | 5 op. |

## APLIKATORY

NARZĘDZIA POMOCNICZE
W CHIRURGICZNYM LECZENIU
NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET



Aplikatory to niesterylne narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku, wykonane ze stali nierdzewnej, spełniającej wymagania norm dotyczących narzędzi chirurgicznych.

## Zastosowanie:

Stosowane w chirurgicznym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z uwzględnieniem metody zastosowanej przez specjalistę:

① Aplikator TVT to narzędzie pomocnicze wykorzystywane w metodzie TVT (Tension-Free Vaginal Tape),
② Aplikator TOT to narzędzie pomocnicze wykorzystywane w metodzie TOT „inside-out lub outside-in" (Trans Obturator Tape),
③ Zestaw aplikatorów TOT składa się z dwóch aplikatorów stanowiących swoje odbicie lustrzane. Jest on przeznaczony do wykorzystania w metodzie TOT „inside-out lub outside-in" (Trans Obturator Tape),
④ Zestaw aplikatorów TOT składa się z dwóch aplikatorów stanowiących swoje lustrzane odbicie. Jest on przeznaczony do wykorzystania w metodzie TOT „outside-in" (Trans Obturator Tape).

**UWAGA**
Aplikatory są wyrobami wielokrotnego użytku dostarczanymi do sprzedaży w stanie **niejałowym**. Przed pierwszym oraz każdym następnym użyciem wyrobu należy poddać go czyszczeniu i sterylizacji zwalidowanymi metodami wg stosowych instrukcji.

NARZĘDZIA POMOCNICZE W CHIRURGICZNYM LECZENIU NIETRZYMANIA MOCZU, **NIEJAŁOWE**

| | kod wyrobu | dla metody | opakowanie jednostkowe | opakowanie zbiorcze |
|---|---|---|---|---|
| ① | MA-292-XTVT-001 | TVT | 1 szt. | 5 op. |
| ② | MA-292-XTOT-001 | TOT | 1 szt. | 5 op. |
| ③ | MA-292-ZTOT-003 | zestaw TOT | 2 szt. | 5 op. |
| ④ | MA-292-ZTOT-004 | zestaw TOT | 2 szt. | 5 op. |

## Codubix® S

PROTEZA KOŚCI
CZASZKI



Proteza kości sklepienia czaszki wykonana jest techniką dziania z przędzy polipropylenowej i poliestrowej. Dzięki zdolności do odkształcania nie ulega uszkodzeniom mechanicznym pod wpływem działania sił zewnętrznych. Duża wytrzymałość, niska masa właściwa, prawie całkowity brak absorpcji cieczy oraz płynów fizjologicznych, nietoksyczność, dobry stopień wgajania oraz brak cieniodajności dla promieni rentgenowskich powodują, że protezę można identyfikować pod względem właściwości fizycznych z naturalną kością czaszki.

**Dostępne w wersji jałowej (STEAM).**

Do kraniotomii proponujemy również jałowe zestawy operacyjne:
• MB-136-ZOL2-005 • MB-136-ZOL3-003 • MB-136-ZOL3-011

**Zastosowanie:**
Dziane protezy kości czaszki Codubix® S przeznaczone są do wypełnienia ubytku kości w pokrywie czaszki.

PROTEZA KOŚCI CZASZKI CODUBIX® S, **JAŁOWA**

| kod wyrobu | długość (mm) | szerokość (mm) | opakowanie jednostkowe | opakowanie zbiorcze |
|---|---|---|---|---|
| MB-272-KOCZ-S01 | 130 | 125 | 1 szt. | 5 op. |
| MB-272-KOCZ-S02 | 134 | 110 | 1 szt. | 5 op. |
| MB-272-KOCZ-S03 | 105 | 60 | 1 szt. | 5 op. |
| MB-272-KOCZ-S04 | 75 | 75 | 1 szt. | 5 op. |
| MB-272-KOCZ-S05 | 75 | 57 | 1 szt. | 5 op. |

Oferujemy także protezę kości sklepienia czaszki dostosowaną do anatomii pacjenta, wykonaną na podstawie analizy danych obrazowych uzyskanych w badaniu tomografem komputerowym (CT), przez specjalnie do tego celu opracowane oprogramowanie.
Analiza obrazów uzyskanych metodami tomografii komputerowej oraz modelowanie komputerowe pozwalają na przygotowanie matrycy do kształtowania protezy czaszkowej Codubix® S dostosowanej do pacjenta.

Implantacja protezy dostosowanej do pacjenta poprawia komfort pracy chirurga i redukuje czas operacji, co wpływa na bezpieczeństwo stosowania wyrobu. Jednocześnie proteza zapewnia optymalny efekt kosmetyczny. Zastosowanie modelowania komputerowego pozwala na przygotowanie protezy czaszkowej indywidualnie dopasowanej do kształtu głowy pacjenta.


PROTEZA KOŚCI CZASZKI CODUBIX® S DOSTOSOWANA DO PACJENTA, **JAŁOWA**

| kod wyrobu | wariant | opakowanie jednostkowe |
|---|---|---|
| MB-272-KOCZ-S1C | <50 $cm^2$ | 1 szt. |
| MB-272-KOCZ-S2C | 50-120 $cm^2$ | 1 szt. |
| MB-272-KOCZ-S3C | >120 $cm^2$ | 1 szt. |
| MB-272-KOCZ-S4C | dostosowane | 2 szt. |

**Zapraszamy na codubix.pl**

## Codubix® OCZODÓŁ

PROTEZA KOŚCI
OCZODOŁU





Proteza kości oczodołu wykonana jest techniką dziania z przędzy polipropylenowej. Wysoka wytrzymałość, niski ciężar właściwy, hydrofobowość przyczyniająca się do braku absorpcji cieczy oraz płynów fizjologicznych, nietoksyczność, brak aktywności chemicznej, powodują, że protezę kości oczodołu można identyfikować pod względem właściwości fizycznych z naturalną kością. Proteza Codubix® OCZODÓŁ łatwo poddaje się modelowaniu w czasie implantacji oraz umożliwia diagnostykę nie dając artefaktów.

Dostępne w wersji jałowej (STEAM).

## Zastosowanie:

Przeznaczone są do wypełnienia ubytków kości oczodołu (złamania jarzmowo – szczękowo – oczodołowe, złamania izolowane dna oczodołu) powstałych w wyniku złamań środkowej twarzowej części czaszki po urazach oraz z powodu innych przyczyn.

Implanty Codubix® OCZODÓŁ są dostępne różnych wariantach: protezy o uniwersalnym kształcie; implanty anatomiczne w wersji prawo- oraz lewostronnej w trzech rozmiarach, a także jako implanty dostosowane do anatomii pacjenta.

PROTEZA KOŚCI OCZODOŁU, **JAŁOWA**

| kod wyrobu | rozmiar | opakowanie jednostkowe | opakowanie zbiorcze |
|---|---|---|---|
| MB-272-COKO-S01 | 4 x 5 | 1 szt. | 5 op. |
| MB-272-COKO-SLS | lewa S | 1 szt. | 5 op. |
| MB-272-COKO-SLM | lewa M | 1 szt. | 5 op. |
| MB-272-COKO-SLL | lewa L | 1 szt. | 5 op. |
| MB-272-COKO-SPS | prawa S | 1 szt. | 5 op. |
| MB-272-COKO-SPM | prawa M | 1 szt. | 5 op. |
| MB-272-COKO-SPL | prawa L | 1 szt. | 5 op. |
| MB-272-COKO-SLZ | lewa S, M, L | 3 szt. | 5 op. |
| MB-272-COKO-SPZ | prawa S, M, L | 3 szt. | 5 op. |

**Oferujemy protezy kości oczodołu dostosowane do anatomii pacjenta, odzwierciedlające kształt ubytku: MB-272-COKO-SCT**

## Codubix® S ŻEBRA

PROTEZA DO WYPEŁNIANIA UBYTKÓW
W ŚCIANIE KLATKI PIERSIOWEJ





Protezy rozległych ubytków w ścianie klatki piersiowej wykonane są techniką dziania z przędzy poliestrowej i polipropylenowej. Protezy cechuje wysoka wytrzymałość, niski ciężar właściwy, hydrofobowość przyczyniająca się do braku absorpcji cieczy oraz płynów fizjologicznych, nietoksyczność, brak aktywności chemicznej oraz dobry stopień wgajania. Wyroby łatwo poddają się modelowaniu w czasie implantacji oraz umożliwiają diagnostykę, nie dając artefaktów.

Dostępne w wersji jałowej (STEAM).

## Zastosowanie:

Przeznaczone są do wypełnienia fragmentów ściany klatki piersiowej po leczeniu pierwotnych i przerzutowych nowotworów obejmujących tę strukturę oraz naciekających ją niedrobnokomórkowych nowotworów płuc.


PROTEZA DO WYPEŁNIANIA UBYTKÓW W ŚCIANIE KLATKI PIERSIOWEJ, CODUBIX® S ŻEBRA, **JAŁOWA**


| kod wyrobu | rozmiar (mm) | wariant | opakowanie jednostkowe | opakowanie zbiorcze |
|---|---|---|---|---|
| MB-272-KOZE-S01 | 250 x 20 | Ż | 1 szt. | 10 op. |
| MB-272-KOZE-S02 | 250 x 200 | Ż | 1 szt. | 10 op. |
| MB-272-KOZE-S03 | 250 x 65 | Ż | 1 szt. | 10 op. |
| MB-272-KOZE-S04 | 200 x 125 | Ż | 1 szt. | 10 op. |
| MB-272-KOZE-S05 | 31 x 63 x 53 | M | 1 szt. | 5 op. |
| MB-272-KOZE-S06 | 30 x 76 x 70 | M | 1 szt. | 5 op. |
| MB-272-KOZE-S07 | 42 x 91 x 81 | M | 1 szt. | 5 op. |
| MB-272-KOZE-S08 | 28 x 44 x 93 | M | 1 szt. | 5 op. |
| MB-272-KOZE-S09 | 30 x 60 x 117 | M | 1 szt. | 5 op. |
| MB-272-KOZE-S10 | 34 x 71 x 130 | M | 1 szt. | 5 op. |
| MB-272-KOZE-S11 | 42 x 79 x 133 | M | 1 szt. | 5 op. |
| MB-272-KOZE-S12 | 37 x 89 x 161 | M | 1 szt. | 5 op. |

Ż – proteza żeber, M – proteza mostka

## Codoloops®

BARWNE OZNACZNIKI CHIRURGICZNE








Barwne oznaczniki chirurgiczne służą do podtrzymania narządów wypreparowanych w czasie operacji. Wytwarzane są z włókien poliestrowych techniką dziania w formie pasm o krawędziach bocznych zwiniętych do wewnątrz. Właściwości splotu ograniczają strzępliwość w miejscach przecięć. Barwne oznaczniki Codoloops® są produkowane w trzech szerokościach i czterech kolorach: białym, żółtym, czerwonym i niebieskim.

Dostępne w wersji jałowej (R).

## Zastosowanie:

Zaleca się stosować do odciągania i podtrzymania:

- czerwone – tętnic,
- niebieskie – żył,
- żółte – przewodów moczowych,
- białe – nerwów.

BARWNE OZNACZNIKI CHIRURGICZNE, **JAŁOWE**

| kod wyrobu | wariant | dł. w stanie swobodnym (mm) | opakowanie jednostkowe | opakowanie zbiorcze |
|---|---|---|---|---|
| MB-274-CR2B-001 | niebieski | 2 x 900 | 10 szt. | 5 op. |
| MB-274-CR2R-001 | czerwony | 2 x 900 | 10 szt. | 5 op. |
| MB-274-CR2W-001 | biały | 2 x 900 | 10 szt. | 5 op. |
| MB-274-CR2Y-001 | żółty | 2 x 900 | 10 szt. | 5 op. |
| MB-274-CR3B-001 | niebieski | 3 x 900 | 10 szt. | 5 op. |
| MB-274-CR3R-001 | czerwony | 3 x 900 | 10 szt. | 5 op. |
| MB-274-CR3W-001 | biały | 3 x 900 | 10 szt. | 5 op. |
| MB-274-CR3Y-001 | żółty | 3 x 900 | 10 szt. | 5 op. |
| MB-274-CR4B-001 | niebieski | 4 x 900 | 10 szt. | 5 op. |
| MB-274-CR4R-001 | czerwony | 4 x 900 | 10 szt. | 5 op. |
| MB-274-CR4W-001 | biały | 4 x 900 | 10 szt. | 5 op. |
| MB-274-CR4Y-001 | żółty | 4 x 900 | 10 szt. | 5 op. |

TRICOMED



11-MAD-27UL-013/PL/08.2026

CITONET

szpital specjalistyczny
matopat

matopat

TZMO
GROUP

tzmo-global.com
matopat-global.com
tricomed.com