Matoset INSTRUMENT

JAKOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO

JEDNORAZOWE

instrumety medyczne



TZMO GRUPA

KATALOG PRZEZNACZONY DLA PROFESJONALISTÓW

Matoset INSTRUMENT
to gama jałowych narzędzi jednorazowego użytku

wybrana przez profesjonalistów i zarazem bezpośrednich użytkowników.
Idealne do wykorzystania na oddziałach szpitalnych, salach operacyjnych,
jak i w gabinetach zabiegowych.

Dlaczego Matoset Instrument?



Narzędzia wykonane są:

- ze stali nierdzewnej (nieodbijającej światła),
- plastiku (trwałego i zapewniającego precyzję),
- innych surowców.

Instrumenty mogą być pakowane indywidualnie w wersji jałowej pod marką **MATOSET INSTRUMENT** lub jako składniki jednorazowych jałowych zestawów zabiegowych i operacyjnych **MATOSET**.



1 widocznie umieszczony znak jednorazowego użytku, co uniemożliwia pomylenie go z narzędziem wielorazowym



2 części ostre są zabezpieczone nakładką



3 mimo jednorazowego przeznaczenia narzędzia charakteryzują się wysoką jakością, dbałością wykonania, wytrzymałością i precyzją



4 wybrane narzędzia metalowe są zapakowane w wygodny dyspenser, który umożliwia swobodne pobieranie narzędzi (podstawową jednostką sprzedaży jest dyspenser)



5 część chwytna jest zawsze skierowana w stronę otwarcia opakowania

STERILE

6 jałowe, z terminem ważności 5 lat

Korzyści stosowania narzędzi jednorazowych dla użytkownika:

- precyzyjne – bardzo dobre spasowanie
- profesjonalne – zaprojektowane przez i dla specjalistów
- łatwe do odróżnienia od narzędzi wielorazowych dzięki wyraźnemu oznaczeniu symbolem jednorazowego użytku
- gotowe do użycia – jałowe
- zawsze dostępne – brak czaso- i kosztochłonnych etapów przygotowania narzędzi do ponownego użycia:

czyszczenie kontrola pakietowanie etykietowanie sterylizacja

Obieg narzędzi wielorazowego użytku



Obieg narzędzi jednorazowego użytku



przygotowanie narzędzi do użycia

rzeczywiste użycie narzędzi w trakcie procedury

- czyszczenie
- kontrola
- pakietowanie
- etykietowanie
- sterylizacja
- dostawa
- użycie w szpitalu
- koszty na przywrócenie do ponownego użycia
- utylizacja
- zakup

Korzyści stosowania narzędzi jednorazowych dla pacjenta:

- najbezpieczniejsze dla pacjenta ze względu na jednorazowość i zapewnienie jakości przez TZMO SA



ZNAKOWANIE KOLORYSTYCZNE NARZĘDZI METALOWYCH

dla wybranych narzędzi i zestawów wprowadzamy znakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację i odróżnienie od narzędzi wielorazowych

JAKOŚĆ
KOMPLEKSOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO

spis treści

narzędzia metalowe 4

- pęsety
- kleszcze
- imadła
- nożyczki
- uchwyty do skalpela

narzędzia i elementy plastikowe 10

- trokary
- narzędzia
- osłony
- pojemniki

pozostałe elementy 12

- patyczki do wymazów

przykładowe zestawy Matoset z instrumentami 13



PĘSETY





pęseta chirurgiczna



pęseta anatomiczna



karbowany uchwyt
dla pewniejszego trzymania

TYP	KOŃCÓWKA	DŁUGOŚĆ	INDEKS	ILOŚĆ W DYSP.
PĘSETY CHIRURGICZNE				
ADSON 		12,5 cm	MA-291-PENS-004	25
GILLIES 		15 cm	MA-291-PENS-006	25
		25 cm	MA-291-PENS-007	25
PĘSETY ANATOMICZNE				
		12,5 cm 14 cm 30 cm	MA-291-PENS-019 MA-291-PENS-005 MA-291-PENS-023	25 25 40
DO UCHA 		12,5 cm	MA-291-PENS-008	20
DO NOSA 		16 cm	MA-291-PENS-009	20
OKULISTYCZNA 		10 cm	MA-291-PENS-020	25

KLESZCZE





PEAN




KOCHER




OKIENKOWE

TYP	KOŃCÓWKA	DŁUGOŚĆ	INDEKS	ILOŚĆ W DYSP.
PEANY				
ZAGIĘTE HALSTEAD-MOSQUITO 		12,5 cm	MA-291-KLE1-009	25
PROSTE HALSTEAD-MOSQUITO 		12,5 cm	MA-291-KLE1-038	25
PROSTE ROCHESTER-PEAN 		14 cm 20 cm	MA-291-KLE1-004 MA-291-KLE1-036	25 25
KOCHERY				
		14 cm 18 cm	MA-291-KLE1-033 MA-291-KLE1-032	25 25
OKIENKOWE				
		25 cm 17 cm	MA-291-KLE1-034 MA-291-KLE1-042	25 25

TYP	KOŃCÓWKA	DŁUGOŚĆ	INDEKS	ILOŚĆ W DYSP.
MIXTER				
		15,5 cm	MA-291-KLE1-043	10
ROZWIERACZ				
		16 cm	MA-291-KLE1-041	7

IMADŁA



tzw. IGŁOTRZYMACZE



bransze
wewnętrzne nacinanie



zamek blokujący

TYP	KOŃCÓWKA	DŁUGOŚĆ	INDEKS	ILOŚĆ W DYSP.
IMADŁA				
	 bransze gładkie	13 cm	MA-291-KLE1-003	25
		15 cm	MA-291-KLE1-008	25
		20 cm	MA-291-KLE1-006	25

NOŻYCZKI





tępo-tępe (T-T)




ostro-tępe (O-T)




ostro-ostre (O-O)

TYP	KOŃCÓWKA	DŁUGOŚĆ	INDEKS	ILOŚĆ W DYSP.
NOŻYCZKI T-T				
PROSTE				
		17 cm	MA-291-NAT1-005	25
ZAGIĘTE				
		11,5 cm	MA-291-NAT1-028	25
		15 cm	MA-291-NAT1-004	25
		18 cm	MA-291-NAT1-017	25
		20 cm	MA-291-NAT1-009	25
		23 cm	MA-291-NAT1-016	25
NOŻYCZKI O-T				
PROSTE				
		14 cm	MA-291-NAT1-006	25
ZAGIĘTE				
		15 cm	MA-291-NAT1-008	25

TYP	KOŃCÓWKA	DŁUGOŚĆ	INDEKS	ILOŚĆ W DYSP.
NOŻYCZKI O-O				
PROSTE	 	11 cm 15 cm	MA-291-NAT1-007 MA-291-NAT1-010	25 25
ZAGIĘTE	 	11 cm	MA-291-NAT1-034	25
NOŻYCZKI SPECJALISTYCZNE				
DO PRZECINANIA PĘPOWINY	 	10,5 cm	MA-291-NAT1-012	25
DO CIĘCIA KROCZA ZAGIĘTE T-T	 	14,5 cm	MA-291-NAT1-013	25
DO CIĘCIA KROCZA ZAGIĘTE O-T	 	18 cm	MA-291-NAT1-011	20
OKULISTYCZNE YASARGIL PROSTE O-O	 	16 cm	MA-291-NAT1-029	25

UCHWYTY DO SKALPELA






TYP	ROZMIAR / DŁUGOŚĆ	INDEKS	ILOŚĆ W DYSP.
UCHWYTY DO SKALPELA			
	Nr 3 długość 12,5 cm	MA-291-NAT2-003	25
Pasuje do ostrzy nr 10, 11, 12, 12d, 13, 14, 15, 15c, 16, 17			
	Nr 4 długość 13,5 cm	MA-291-NAT2-004	25
Pasuje do ostrzy nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36			

RASPATORY

TYP	ROZMIAR / DŁUGOŚĆ	INDEKS	ILOŚĆ W DYSP.
	16 cm	MA-291-RASP-001	20

TROKARY, NARZĘDZIA, POJEMNIKI, OSŁONY




TYP	KOŃCÓWKA	ROZMIAR
TROKARY DOSTĘPNE W ZESTAWACH		
OPTYCZNY			5 mm x 100 mm 12 mm x 100 mm
HASSON			11 mm x 100 mm
Z PŁASKIM OSTRZEM			5 mm x 100 mm 11 mm x 100 mm 15 mm x 100 mm
BEZOSTRZOWY			5 mm x 100 mm 11 mm x 100 mm

TYP	KOŃCÓWKA	DŁUGOŚĆ	INDEKS	ILOŚĆ W DYSP.
NARZĘDZIA				
PĘSETA ANATOMICZNA 		13 cm	MA-291-PENS-018	20
KLESZCZE PEAN 		13 cm	MA-291-KLE1-037	25
SZPATUŁKA LARYNGOLOGICZNA 		15,5 cm	MA-291-PAT1-017	20
SZPATUŁKA Z GĄBKĄ DO DEZYNFEKCJI POLA OPERACYJNEGO 		14 cm	MA-291-PAT1-018	25

TYP	ZASTOSOWANIE	INDEKS	OP. HANDLOWE
OSŁONY			
	na uchwyt do lampy	MA-134-OSPE-016	1
	na uchwyt z kołnierzem	MA-134-OSPE-022	1

TYP		POJEMNOŚĆ	INDEKS	OP. HANDLOWE
POJEMNIKI				
	podziałka co 10 ml	60 ml	MA-291-POJ1-008	4
	podziałka co 25 ml	125 ml	MA-291-POJ1-004	1
	podziałka co 50 ml	250 ml	MA-291-POJ1-005	1
	podziałka co 50 ml	500 ml	MA-291-POJ1-006	1
	podziałka co 100 ml	1500 ml	MA-291-POJ1-018	1
		6000 ml	MA-291-POJ1-028	1
	na kable podziałka co 100 ml	2500 ml	MA-291-POJ1-021	1
	nerkowaty z dzióbkiem podziałka co 100 ml	700 ml	MA-291-POJ1-022	1

TYP		INDEKS	OP. HANDLOWE
ZACISK DO PĘPOWINY			
		MA-291-KLEM-002	1



POZOSTAŁE ELEMENTY

TYP	KOŃCÓWKA	DŁUGOŚĆ	INDEKS	OP. HANDLOWE
PATYCZKI DO WYMAZÓW				
		15 cm	MA-291-PAT1-008	10
		15 cm	MA-291-PAT1-009	30
		15 cm	MA-291-PAT1-003	5

ZESTAWY MATOSET

PRZYKŁADOWE ZESTAWY MATOSET Z INSTRUMENTAMI



W ofercie zestawów Matoset dostępna jest bardzo szeroka gama narzędzi jednorazowego użytku.

PRZEZNACZENIE	INDEKS / SKŁAD

ZESTAW DO PORODU

MB-991-ZOL2-163 — sztuki

Serweta L2 113 cm x 90 cm pod pośladki z kieszenią na płyny z laminatu i kształtką	1
Serweta L3 150 cm x 90 cm (do owinięcia zestawu)	1
Podkład Soft 90 cm x 60 cm	1
Podkład Soft 60 cm x 60 cm	1
Ręczniczek włókninowy 80 cm x 60 cm	1
Ręczniczek włókninowy 25 cm x 20 cm	6
Kompres z gazy 17-nitkowy 12-warstwowy 7,5 cm x 7,5 cm	30
Kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm	1
Kleszczyki metalowe typu Pean 20 cm proste	1
Kleszczyki metalowe do trzymania igły 20 cm	1
Kleszczyki metalowe typu Rochester-Pean 14 cm proste	1
Nożyczki metalowe do cięcia krocza 18 cm	1
Nożyczki metalowe do cięcia pępowiny 10,5 cm	1
Pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12,5 cm	1
Zacisk do pępowiny	1



PRZEZNACZENIE	INDEKS / SKŁAD

ZESTAW DO ZAKŁADANIA SZWÓW



MA-991-ZBB2-011 — sztuki

Serweta FB 60 cm x 50 cm z otworem 8 cm i przylepcem	1
Serweta FB 75 cm x 45 cm (do owinięcia zestawu)	1
Kompres włókninowy 4-warstwowy 30g/m^2 7,5 cm x 7,5 cm	5
Tupfer kula z gazy 17-nitkowej 20 cm x 20 cm	3
Pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm	1
Kleszczyki metalowe do trzymania igły 13 cm	1
Nożyczki metalowe chirurgiczne 11 cm	1
Pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12,5 cm	1

PRZEZNACZENIE	INDEKS / SKŁAD

ZESTAW ZABIEGOWY



MA-991-ZEB2-033 — sztuki

Serweta SMS 60 cm x 40 cm z otworem 8 cm i przylepcem	1
Serweta SMS 80 cm x 60 cm	1
Tupfer kula z gazy 17-nitkowej 30 cm x 30 cm	6
Kleszczyki plastikowe typu kocher 13 cm	1
Kleszczyki metalowe do trzymania igły typu Mayo-Hegar 13 cm	1
Nożyczki metalowe chirurgiczne 11 cm	1
Pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12,5 cm	1

11-MAD-10KA-007/PL/04.2028



TZMO
GRUPA

tzmo-global.com
matopat-global.com