Matoset Matodrape

JAKOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO

matopat



KATALOG PRZEZNACZONY DLA PROFESJONALISTÓW

BLOK OPERACYJNY

TZMO GRUPA

MARKI MEDYCZNE **TZMO SA**

GRUPA TZMO – Twój odpowiedzialny partner

Wychodząc naprzeciw wytycznym Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), **wdrażamy wykorzystanie surowców wtórnych w produkcji wybranych komponentów naszych wyrobów.**

Technologia produkcji laminatów medycznych

Laminaty medyczne Blue Special i Blue Basic to połączenie folii i włókniny. W procesie wytwarzania zastosowaliśmy technologię, dzięki której **25% surowca w warstwie środkowej folii pochodzi z recyklingu w obiegu zamkniętym.**

Wytwarzane w ten sposób laminaty stanowią **pełnowartościowy materiał** dla wyrobów medycznych Matodrape i Matoset, łącząc bezpieczeństwo pacjenta z **efektywnym wykorzystaniem** zasobów na etapie produkcji.

- TF (Blue Basic) – laminat 2-warstwowy:
włóknina polipropylenowa + folia polietylenowo-polipropylenowa (gramatura całkowita 47 g/m²).

- L2 (Blue Special) – laminat 2-warstwowy:
włóknina polipropylenowa + folia polietylenowo-polipropylenowa (gramatura całkowita 55 g/m²).



JAKOŚĆ
KOMPLEKSOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO

W jednym kompletnym zestawie, wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia danego zabiegu operacyjnego


- obłożenie pola operacyjnego
- osłony i pokrowce na sprzęt medyczny
- elementy organizujące pracę:
  - taśmy
  - organizery
  - kieszenie
  - worki na płyny
  - worki na odpady
- odzież operacyjna:
  - fartuchy
  - komplety
  - rękawice
  - czepki
  - maseczki
- materiał opatrunkowy
- biomateriały
- narzędzia chirurgiczne:
  - metalowe i plastikowe
- elementy dodatkowe:
  - pojemniki
  - strzykawki i igły
  - dreny
  - butle

Korzyści ze stosowania zestawów Matodrape i Matoset to poprawa efektywności na sali operacyjnej.

Zestawy są:

- **jałowe,**
  co minimalizuje ryzyko powstawania zakażeń szpitalnych,
- **jednorazowego użytku,**
  co eliminuje koszty związane z ponownym praniem, prasowaniem i wyjaławianiem, typowe dla wyrobów wielorazowego użytku,
- **dostosowane składem do danego zabiegu,** co zmniejsza obciążenie personelu medycznego potrzebą kompletowania poszczególnych elementów, a tym samym skraca czas przygotowania do zabiegu,
- **kompletne,** co ogranicza ilość opakowań pośrednich; zapewnia to większe bezpieczeństwo i ogranicza ilość odpadu.

Barierowe* laminaty
zastosowane w obłożeniach:



TF Blue Basic
laminat 2-warstwowy





L2 Blue Special
laminat 2-warstwowy



L3 Blue Comfort
laminat 3-warstwowy

** bariera dla przenikania płynów, mikroorganizmów zgodnie z normą EN 13795*





PLUS – dodatkowa warstwa chłonna o wyjątkowych właściwościach absorpcyjnych zastosowana w części krytycznej serwety głównej doskonale rozprowadza krew, płyny używane podczas zabiegu oraz płyny ustrojowe. Płyny są rozprowadzane we wszystkich kierunkach nawet na pionowej powierzchni. Dodatkowa warstwa chłonna pozwala na zwiększenie chłonności całkowitej obłożenia jednocześnie pozostawiając je miękkim i łatwym do ułożenia w polu operacyjnym.

Matodrape

zestawy składające się z obłożeń,
akcesoriów i odzieży




Matoset

zestawy mogące zawierać: obłożenia, akcesoria,
odzież oraz instrumenty i materiał opatrunkowy



Rozbudowane etykiety typu TAG



1 grupa produktowa

2 nazwa zestawu

3 skład zestawu

4 znaki technologiczne


5 wyrób medyczny

6 numer jednostki notyfikowanej certyfikującej zestaw*

7 informacje dodatkowe

8 4 naklejki (TAGi) do wklejania do dokumentacji

9 producent



* Wyroby przedstawione w katalogu są certyfikowane przez Jednostkę Notyfikowaną TÜV Nord i posiadają CE z numerem 2274. (Oznakowanie CE na etykiecie jednostkowej nie dotyczy wyrobów z dopakowaniem).

Praktyczne podwójne pakowanie z dyspenserem



Katalog zawiera ofertę standardową. Serweta główna zestawu dostępna jest zarówno w wersji Blue Basic, Blue Special i Blue Comfort. Istnieje również możliwość stworzenia zestawu pod indywidualne potrzeby Klienta z szeroką gamą elementów składowych. Prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.

spis treści

	CHIRURGIA GŁOWY I SZYI	9-12
	OKULISTYKA	13-14
	CHIRURGIA NACZYNIOWA	17-22
	CHIRURGIA OGÓLNA	23-32
	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA	33-44
	GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO	45-58
	UROLOGIA	59-64
	ODZIEŻ	67-70

legenda oznaczeń

■ Oznaczenie surowca serwety głównej można znaleźć w indeksie wyrobu, np.:

MA-991-ZOTM-013	włóknina SMS
MB-991-ZOTF-003	laminat Blue Basic
MB-991-ZOL2-042	laminat L2
MB-136-ZOL3-010	laminat L3
MB-135-ZOMI-008	wykonane z różnych surowców (MIX)
MA-136-ZOPE-001	folia PE

■ Kolory składowych:

- obłożenie pola operacyjnego
- pokrowce, osłony, elementy pomocnicze
- odzież
- materiały opatrunkowe
- biomateriały
- narzędzia, akcesoria

■ Typy opakowań:

Blister (BLI)	opakowanie typu miękki blister wykonane z papieru medycznego i transparentnej folii
Torebka papierowo-foliowa (TPF)	torebka wykonana z papieru medycznego i transparentnej folii
Tyvek®-folia (Tyvek®)	bardzo wytrzymałe opakowanie do pakowania cięższych zestawów wykonane z syntetycznego materiału Tyvek® i transparentnej folii

06


KRANIOTOMIA

OPERACJA GŁOWY / SZYI

OPERACJA TARCZYCY

LARYNGOLOGIA

OKULISTYKA






matopat

CHIRURGIA GŁOWY I SZYI

OKULISTYKA


KRANIOTOMIA





Matodrape

	MB-136-ZOL2-005	Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 20 cm × 25 cm, **folią chirurgiczną i workiem na płyny***		240 cm × 200 cm	1
B	**Serweta** z przylepcem		60 cm × 50 cm	2
C	Serweta na stół do instrumentarium		190 cm × 150 cm	1
D	Pokrowiec na stolik Mayo		145 cm × 80 cm	1
E	Samoprzylepna taśma medyczna		9 cm × 50 cm	2
F	Ręczniczek włókninowy		40 cm × 20 cm	2




plus

Matoset

	MB-991-ZOL3-028	Blue Comfort Tyvek®	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 30 cm × 20 cm, **folią chirurgiczną, workiem na płyny, warstwą chłonną**		300 cm × 240 cm	1
B	**Serweta** z przylepcem		60 cm × 50 cm	4
C	Serweta na stół do instrumentarium		190 cm × 150 cm	1
D	Pokrowiec na stolik Mayo		145 cm × 80 cm	1
E	Taśma typu rzep		2 cm × 25 cm	1
F	Ręczniczek włókninowy		40 cm × 20 cm	2
G	Osłona na uchwyt do lampy		5 cm × 14 cm	2
H	**Kompres z gazy** 17-nitkowej 16-warstwowy z nitką RTG		7,5 cm × 7,5 cm	50
I	**Kompres z gazy** 17-nitkowej 8-warstwowy		10 cm × 20 cm	8
J	**Kompres włókninowy** 4-warstwowy 40 g/m² z nitką RTG		7,5 cm × 7,5 cm	50
K	**Kompres neurochirurgiczny** ze 100% bawełny 4-warstwowy z nitką RTG – 10 sztuk na kartonowej podkładce		1,5 cm × 10 cm	1
L	**Serweta z gazy** 17-nitkowej 6-warstwowa z nitką RTG		45 cm × 45 cm	1
M	Gąbka do czyszczenia elektrod		5 cm × 5 cm	1
N	Pojemnik plastikowy		700 ml	1
O	Podstawka na ostrza do skalpeli z przylepcem		10 cm × 5 cm	1
P	Strzykawka 2-częściowa L		20 ml	2
Q	Ostrze do skalpela		nr 11	1
R	Ostrze do skalpela		nr 24	1
S	Zacisk plastikowy do skóry głowy Scalpfix (magazynek po 10 sztuk)		–	2


OPERACJA GŁOWY / SZYI



Matodrape


MB-135-ZOL2-117	Blue Special	TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 15 cm × 10 cm i przylepcem		240 cm × 180 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium		190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo		145 cm × 80 cm	1
D	Samoprzylepna taśma medyczna		9 cm × 50 cm	1

OPERACJA TARCZYCY



Matodrape


MB-135-ZOL2-020	Blue Special	TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z przylepcem		240 cm × 180 cm	1
B	**Serweta** z wycięciem U 63 cm × 7 cm i przylepcem		240 cm × 150 cm	1
C	Serweta na stół do instrumentarium		190 cm × 150 cm	1
D	Pokrowiec na stolik Mayo		145 cm × 80 cm	1
E	Samoprzylepna taśma medyczna		9 cm × 50 cm	1
F	Ręczniczek włókninowy		40 cm × 20 cm	2



Matodrape


MB-135-ZOL3-020	Blue Comfort	TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z przylepcem		240 cm × 180 cm	1
B	**Serweta** z wycięciem U 63 cm × 7 cm i przylepcem		240 cm × 150 cm	1
C	Serweta na stół do instrumentarium		190 cm × 150 cm	1
D	Pokrowiec na stolik Mayo		145 cm × 80 cm	1
E	Samoprzylepna taśma medyczna		9 cm × 50 cm	1
F	Ręczniczek włókninowy		40 cm × 20 cm	4

LARYNGOLOGIA




Matodrape

	MB-135-ZOTF-010	Blue Basic	TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 10 cm i przylepcem			240 cm × 180 cm	1
B	**Serweta** (do owinięcia zestawu)			180 cm × 150 cm	1
C	**Ręczniczek włókninowy**			40 cm × 20 cm	1




Matodrape

	MB-135-ZOL2-120	Blue Special	TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 10 cm			210 cm × 150 cm	1
B	**Pokrowiec na stolik Mayo**			145 cm × 80 cm	1
C	**Samoprzylepna taśma medyczna**			9 cm × 50 cm	1




Matodrape

	MB-135-ZOL2-085	Blue Special	TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 8 cm × 6 cm i przylepcem			210 cm × 150 cm	1
B	**Serweta na stół do instrumentarium**			190 cm × 150 cm	1
C	**Pokrowiec na stolik Mayo**			145 cm × 80 cm	1
D	**Samoprzylepna taśma medyczna**			9 cm × 50 cm	2



Matoset


	MA-991-ZOA2-079 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 11 cm × 11 cm × 11 cm i przylepcem	250 cm × 180 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Taśma rzep	2 cm × 25 cm	1
D	Fartuch chirurgiczny Standard	XL	1
E	**Kompres z gazy** 17-nitkowej 12-warstwowy	10 cm × 10 cm	10
F	Igła	0,8 mm × 40 mm	1
G	Strzykawka 3-częściowa LL	10 ml	1
H	Ostrze do skalpela	nr 15	1
I	**Końcówka ssaka Yankauer** CH24 z drenem do odsysania CH25	dł. 350 cm	1



Matoset


	MA-991-ZOA2-113 Blue Special Tyvek®	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 10 cm i przylepcem	200 cm × 150 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Taśma rzep	2 cm × 25 cm	1
D	Ręczniczek celulozowy	50 cm × 40 cm	4
E	Fartuch chirurgiczny Standard	L	1
F	Fartuch chirurgiczny Standard	XL	1
G	**Kompres z gazy** 17-nitkowej 12-warstwowyz nitką RTG	7,5 cm × 7,5 cm	10
H	Gąbka do czyszczenia elektrod	5 cm × 5 cm	1
I	Pojemnik plastikowy	250 ml	1
J	Strzykawka 2-częściowa L	20 ml	1
K	Dren do odsysania pola operacyjnego CH24	dł. 300 cm	1

OKULISTYKA




Matoset

	MC-991-ZESB-273 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 8 cm × 6 cm i przylepcem	75 cm × 75 cm	1
B	**Serweta** Blue Basic	90 cm × 75 cm	1
C	**Kompres z gazy** 17-nitkowej 8-warstwowy	5 cm × 5 cm	3
D	**Tupfer kula z gazy** 17-nitkowy	20 cm × 20 cm	3
E	**Tupfer fasolka z gazy** 17-nitkowy	9,5 cm × 9,5 cm	3
F	**Barraquer metalowy dla dorosłych,** zamknięte końcówki	4 cm	1
G	**Pojemnik plastikowy**	60 ml	2
H	**Strzykawka 3-częściowa L**	3 ml	1
I	**Opatrunek pooperacyjny Fixopore S**	6,5 cm × 9,5 cm	1
J	**Przyrząd plastikowy do odmierzania miejsca iniekcji z końcówkami 3,5 mm - 4,0 mm**	8 cm	1




Matoset

	MA-991-ZOTM-013 SMS TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 10 cm × 7 cm, **folią chirurgiczną i rozcięciem w folii**	90 cm × 80 cm	1
B	**Serweta** do owinięcia zestawu	90 cm × 75 cm	1
C	**Kompres z gazy** 17-nitkowej 12-warstwowy	7,5 cm × 7,5 cm	5
D	**Opatrunek oczny z gazy** 17-nitkowej	5 cm × 6 cm	1
E	**Barraquer metalowy dla dorosłych**, zamknięte końcówki	4 cm	1
F	**Pojemnik plastikowy**	125 ml	1
G	**Strzykawka 2-częściowa L**	10 ml	1
H	**Strzykawka 2-częściowa L**	2 ml	1
I	**Kleszczyki plastikowe typu pean**	13 cm	1
J	**Patyczek plastikowy z wiskozową główką 4 mm**	15 cm	1
K	**Przyrząd plastikowy do odmierzania miejsca iniekcji z końcówkami 3,5 mm - 4,0 mm**	8 cm	1




Matoset

	MA-991-ZESA-564 MIX TPF	rozmiar	sztuki
A	Serweta SMS z otworem 10 cm x 7 cm i folią chirurgiczną i rozcięciem	90 cm × 80 cm	1
B	Serweta foliowo-włókninowa	90 cm × 75 cm	1
C	Fartuch chirurgiczny Standard	M	1
D	Kompres z włókniny 40 g/m²	5 cm × 5 cm	10
E	Opatrunek oczny 17-nitkowy 1-warstwowy	5 cm × 6 cm	1
F	Barraquer metalowy dla dorosłych, zamknięte końcówki	4 cm	1
G	Pęseta anatomiczna metalowa	9 cm	1
H	Pęseta anatomiczna plastikowa	13 cm	1
I	Patyczek plastikowy z wiskozową główką 4 mm	15 cm	1



Matoset

	MA-991-ZOA2-002 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	Serweta z otworem 8 cm, folią chirurgiczną i kieszenią	150 cm × 150 cm	1
B	Serweta do owinięcia zestawu	150 cm × 120 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Pokrowiec na podłokietnik z gumką	60 cm × 40cm	1
E	Fartuch chirurgiczny Standard	M	2
F	Kompres z włókniny 40 g/m²	7,5 cm × 7,5 cm	5
G	Opatrunek oczny 17-nitkowy 2-warstwowy	5 cm × 6 cm	1
H	Szpatułki do operacji oka trójkątne	7 cm	10
I	Osłona plastikowa na oko	8 cm × 6,5 cm	1
J	Strzykawka 3-częściowa LL	3 ml	1
K	Strzykawka 3-częściowa LL	5 ml	2
L	Strzykawka 3-częściowa LL	20 ml	1
N	Kleszczyki metalowe typu pean	13 cm	1
O	Pojemnik plastikowy	60 ml	2



ANGIOGRAFIA

OPERACJA ŻYLAKÓW

WSZCZEPIENIE ROZRUSZNIKA

KARDIOCHIRURGIA

UNIWERSALNE

TORAKOTOMIA

LAPAROTOMIA

LAPAROSKOPIA

KRĘGOSŁUP

ARTROSKOPIA KOLANA


OPERACJA STAWU BIODROWEGO

WERTYKALNY

OPERACJA STAWU BARKOWEGO

OPERACJA KOŃCZYNY GÓRNEJ

OPERACJA DŁONI / STOPY








matopat

CHIRURGIA NACZYNIOWA

CHIRURGIA OGÓLNA

ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA


ANGIOGRAFIA



plus

Matodrape


	MA-135-ZOL2-274 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z 2 otworami owalnymi i 2 otworami okrągłymi, **warstwą chłonną, folią chirurgiczną i panelem foliowym**	350 cm × 250 cm otwory: 12 cm × 7 cm, 10 cm	1
B	**Serweta** na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Podkład Seni Soft Basic	40 cm × 60 cm	1
D	Pojemnik plastikowy	250 ml	1
E	Pojemnik plastikowy	500 ml	1
F	Szpatułka plastikowa z gąbką do dezynfekcji pola operacyjnego	18,5 cm	2



Matoset

	MA-991-ZOA2-030 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z 2 otworami 8 cm wypełnionymi folią chirurgiczną	320 cm × 180 cm	1
B	**Serweta** z otworem owalnym 8 cm x 6 cm i przylepcem	90 cm × 75 cm	1
C	**Serweta** z 2 przylepcami	90 cm × 75 cm	2
D	**Serweta**	90 cm × 75 cm	2
E	**Serweta** (do owinięcia zestawu)	150 cm × 90 cm	1
F	Foliowa osłona na sprzęt prostokątna z gumką	17÷71 cm × 91 cm	1
G	Foliowa osłona na sprzęt okrągła z gumką	33÷112 cm × 56 cm	1
H	Foliowa osłona na sprzęt okrągła z gumką	30÷72 cm × 36 cm	1
I	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2
J	Pojemnik plastikowy	250 ml	3
K	Kleszczyki plastikowe typu korcang	19 cm	1

ANGIOGRAFIA




plus

Matoset

	MA-991-ZOL2-473 PLUS Tyvek®	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z 2 otworami owalnymi i 2 otworami okrągłymi, **warstwą chłonną, folią chirurgiczną i panelami foliowymi**	350 cm × 240 cm otwory: 12 cm × 7 cm, 12 cm	1
B	**Serweta** do owinięcia zestawu	200 cm × 180 cm	1
C	Ręczniczek celulozowy	50 cm × 40 cm	4
D	Foliowa osłona na sprzęt okrągła z gumką	(33 ÷ 112 cm) × 56 cm	2
E	Foliowa osłona na sprzęt okrągła z gumką	(55 ÷ 162 cm) × 81cm	1
F	Kompres z gazy 17-nitkowej 12-warstwowy z nitką RTG	10 cm × 10 cm	40
G	Fartuch chirurgiczny Perfect	L	1
H	Fartuch chirurgiczny Perfect	XL	1
I	Kleszczyki metalowe typu korcang	19 cm	1
J	Pojemnik plastikowy na kable*	2500 ml	1
K	Pojemnik plastikowy	500 ml	1
L	Pojemnik plastikowy	250 ml	1
M	Strzykawka 3-częściowa LL	10 ml	2
N	Strzykawka 3-częściowa LL	20 ml	2
O	Skalpel chirurgiczny bezpieczny	nr 11	1
P	Zacisk plastikowy do serwet	7 cm	1

* pojemnik tego typu umożliwia segregację kabli podczas zabiegu

ANGIOGRAFIA




plus

Matoset

	MA-991-ZOL2-224 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z 2 otworami owalnymi 10 cm x 15 cm, **przylepcami i warstwą chłonną**	320 cm × 240 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Foliowa osłona na sprzęt okrągła z gumką	(33 ÷ 112 cm) × 56 cm	1
D	Foliowa osłona na sprzęt okrągła z gumką	(30 ÷ 72 cm) × 36 cm	1
E	Włókninowa osłona na tarczycę	45 cm × 40 cm	2
F	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	1
G	Fartuch chirurgiczny Standard	L	1
H	Fartuch chirurgiczny Perfect	XL	1
I	Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy	7,5 cm × 7,5 cm	50
J	Tupfer kula z gazy 17-nitkowy	50 cm × 50 cm	4
K	Igła	0,8 mm × 40 mm	1
L	Kleszczyki metalowe typu korcang	19 cm	1
M	Pojemnik plastikowy	250 ml	3
N	Strzykawka 2-częściowa L	20 ml	1
O	Strzykawka 3-częściowa LL	20 ml	1


ANGIOGRAFIA



plus

Matoset


	MA-991-ZOL2-574 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z 2 otworami owalnymi 12 cm x 7 cm i 2 otworami okrągłymi 12 cm, **warstwą chłonną, folią chirurgiczną i panelami foliowymi**	370 cm × 240 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Ręczniczek celulozowy	50 cm × 40 cm	4
D	Foliowa osłona na sprzęt okrągła z gumką	55÷162 cm × 81cm	1
E	Fartuch chirurgiczny Standard	XL	1
F	Fartuch chirurgiczny Perfect	XL	1
G	Kompres z gazy 17-nitkowej 12-warstwowy	7,5 cm × 7,5 cm	50
H	Pojemnik plastikowy	500 ml	1
I	Pojemnik plastikowy	250 ml	1
J	Strzykawka 2-częściowa L	10 ml	1
K	Strzykawka 3-częściowa LL	20 ml	2
L	Szpatułka plastikowa z gąbką do dezynfekcji pola operacyjnego	18,5 cm	1
M	Skalpel chirurgiczny bezpieczny	nr 11	1



Matodrape


	MB-135-ZOL2-045 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z wycięciem U 63 cm × 7 cm i przylepcem	240 cm × 180 cm	1
B	**Serweta** z przylepcem	240 cm × 180 cm	1
C	Serweta	200 cm × 180 cm	1
D	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
E	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
F	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	1
G	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2

OPERACJA ŻYLAKÓW



Matoset


	MA-991-ZOTF-020	Blue Special/Blue Basic	TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z wycięciem U i przylepcem			240 cm × 180 cm	1
B	**Serweta** z przylepcem			180 cm × 150 cm	1
C	Serweta			75 cm × 75 cm	1
D	Pokrowiec na stolik Mayo			145 cm × 80 cm	1
E	Fartuch chirurgiczny Standard			L	1
F	Fartuch chirurgiczny Standard			XL	1
G	Kompres z gazy 17-nitkowej 12-warstwowy			10 cm × 10 cm	50
H	Bandaż elastyczny			15 cm × 5 m	2



Matoset

	MA-991-ZESB-210	Blue Basic	TPF	rozmiar	sztuki
A	Serweta			150 cm × 120 cm	1
B	Pokrowiec na stolik Mayo			145 cm × 80 cm	1
C	Osłona na uchwyt do lampy			5 cm × 14 cm	1
D	Foliowa osłona na przewody			13 cm × 244 cm	1
E	Fartuch chirurgiczny Standard			L	1
F	Fartuch chirurgiczny Standard			XL	2
G	Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy			7,5 cm × 7,5 cm	50
H	Bandaż elastyczny			15 cm × 5 m	4
I	Serweta z gazy 17-nitkowej 4-warstwowa z nitką RTG i tasiemką			45 cm × 45 cm	6
J	Ostrze do skalpela			nr 11	1
K	Pojemnik plastikowy okrągły			125 ml	2
L	Opatrunek pooperacyjny Fixopore S			10 cm × 8 cm	1

WSZCZEPIENIE ROZRUSZNIKA




plus

Matoset

	MA-991-ZOL2-654 Blue Specjal Tyvek®	rozmiar	sztuki
A	Serweta z 2 otworami 12 cm, folią chirurgiczną i warstwą chłonną	320 cm × 240 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 50 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Foliowa osłona na sprzęt okrągła z gumką	(22 ÷ 60 cm) × 30 cm	1
E	Foliowa osłona na sprzęt prostokątna z gumką	(17 ÷ 71 cm) × 91 cm	1
F	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	1
G	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2
H	Fartuch chirurgiczny Perfect	L	1
I	Fartuch chirurgiczny Perfect	XL	1
J	Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy z nitką RTG	10 cm × 10 cm	50
K	Pojemnik plastikowy	125 ml	2
L	Szpatułka plastikowa z gąbką do dezynfekcji pola operacyjnego	14 cm	2
M	Skalpel chirurgiczny bezpieczny	nr 10	1

KARDIOCHIRURGIA




plus

Matodrape

	MB-136-ZOL3-016 Blue Comfort TPF	rozmiar	sztuki
A	Serweta z 2 otworami 14 cm, folią chirurgiczną, warstwą chłonną, kieszenią i panelem foliowym*	325 cm × 250 cm	1
B	Serweta (do owinięcia zestawu)	150 cm × 120 cm	1


* przezroczysty panel foliowy chroni, ale nie zaburza pola widzenia

ZESTAWY UNIWERSALNE




Matodrape

	MB-135-ZOTF-011	Blue Basic	BLI	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z przylepcem			200 cm × 180 cm	1
B	**Serweta** z przylepcem			180 cm × 180 cm	1
C	**Serweta** z przylepcem			90 cm × 75 cm	2
D	Serweta na stół do instrumentarium			190 cm × 150 cm	1
E	Pokrowiec na stolik Mayo			145 cm × 80 cm	1
F	Samoprzylepna taśma medyczna			9 cm × 50 cm	1




Matodrape

	MB-135-ZOTF-015	Blue Basic	TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z przylepcem			240 cm × 180 cm	1
B	**Serweta** z przylepcem			180 cm × 150 cm	1
C	**Serweta** z przylepcem			90 cm × 75 cm	2
D	Serweta na stół do instrumentarium			190 cm × 150 cm	1
E	Pokrowiec na stolik Mayo			145 cm × 80 cm	1
F	Fartuch chirurgiczny Standard			L	1
G	Fartuch chirurgiczny Standard			XL	1




Matodrape

MB-135-ZOL2-024	Blue Special	BLI	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z przylepcem		240 cm × 150 cm	1
B	**Serweta** z przylepcem		180 cm × 170 cm	1
C	**Serweta** z przylepcem		90 cm × 75 cm	2
D	Ręczniczek włókninowy		40 cm × 20 cm	2



Matodrape

MB-135-ZOL2-025	Blue Special	BLI	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z przylepcem		240 cm × 150 cm	1
B	**Serweta** z przylepcem		180 cm × 170 cm	1
C	**Serweta** z przylepcem		90 cm × 75 cm	2
D	Serweta na stół do instrumentarium		190 cm × 150 cm	1
E	Pokrowiec na stolik Mayo		145 cm × 80 cm	1
F	Samoprzylepna taśma medyczna		9 cm × 50 cm	1
G	Ręczniczek włókninowy		40 cm × 20 cm	2




plus

Matodrape

MA-135-ZOL2-353	Blue Special	BLI	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z przylepcem i **warstwą chłonną**		240 cm × 150 cm	1
B	**Serweta** z przylepcem i **warstwą chłonną**		200 cm × 180 cm	1
C	**Serweta** z przylepcem i **warstwą chłonną**		90 cm × 75 cm	2
D	Serweta na stół do instrumentarium		190 cm × 150 cm	1
E	Pokrowiec na stolik Mayo		145 cm × 80 cm	1
F	Samoprzylepna taśma medyczna		9 cm × 50 cm	1
G	Ręczniczek włókninowy		40 cm × 20 cm	2

ZESTAWY UNIWERSALNE




Matodrape

	MB-135-ZOL2-082 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	Serweta z przylepcem	240 cm × 180 cm	1
B	Serweta z przylepcem	180 cm × 170 cm	1
C	Serweta z przylepcem	90 cm × 75 cm	2
D	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
E	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
F	Kieszeń foliowa 2-komorowa z kształtką* i przylepcem	42 cm × 35 cm	1
G	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	1
H	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2
I	Fartuch chirurgiczny Perfect	L	1
J	Fartuch chirurgiczny Perfect	XL	2

* kształtka umożliwia lepsze dostosowanie otworu






plus

Matodrape

	MA-135-ZOL2-718 Blue Special BLI	rozmiar	sztuki
A	Serweta z warstwą chłonną i przylepcem	240 cm × 150 cm	1
B	Serweta z warstwą chłonną i przylepcem	180 cm × 170 cm	1
C	Serweta z warstwą chłonną i przylepcem	90 cm × 75 cm	2
D	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
E	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
F	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	1
G	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	4
H	Organizator przewodów*	15 cm × 10 cm	2


* organizer pomaga uporządkować i podtrzymać kable

ZESTAWY UNIWERSALNE



Matodrape

	MB-135-ZOL3-028 Blue Comfort BLI	rozmiar	sztuki
A	Serweta z przylepcem	240 cm × 150 cm	1
B	Serweta z przylepcem	180 cm × 170 cm	1
C	Serweta z przylepcem	90 cm × 75 cm	2
D	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
E	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
F	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	1
G	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	4




plus

Matoset

	MA-991-ZOL2-383 Blue Special Tyvek®	rozmiar	sztuki
A	Serweta z warstwą chłonną i przylepcem	240 cm × 150 cm	1
B	Serweta z warstwą chłonną i przylepcem	200 cm × 180 cm	1
C	Serweta z warstwą chłonną i przylepcem	90 cm × 75 cm	2
D	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
E	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
F	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	1
G	Samoprzylepna taśma - rzep	2 cm × 25 cm	2
H	Ręczniczek celulozowy	50 cm × 40 cm	4
I	Kieszeń foliowa 2-komorowa z kształtką i przylepcem	42 cm × 35 cm	1
J	Osłona na uchwyt do lampy	5 cm × 14 cm	2
K	Tupfer kula z gazy 17-nitkowy	30 cm × 30 cm	6
L	Podstawka na ostrza skalpeli	10 cm × 5 cm	1
M	Gąbka do czyszczenia elektrod	5 cm × 5 cm	1
N	Kleszczyki plastikowe typu korcang	24 cm	1
O	Pojemnik plastikowy okrągły	250 ml	1


ZESTAWY UNIWERSALNE



Matodrape

	MA-135-ZOTF-033	Blue Basic	BLI	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z przylepcem			240 cm × 150 cm	1
B	**Serweta** z przylepcem			180 cm × 170 cm	1
C	**Serweta** z przylepcem			90 cm × 75 cm	2
D	Serweta na stół do instrumentarium			190 cm × 150 cm	1
E	Pokrowiec na stolik Mayo			145 cm × 80 cm	1
F	Samoprzylepna taśma medyczna			9 cm × 50 cm	1
G	Ręczniczek włókninowy			40 cm × 20 cm	2


TORAKOTOMIA



Matodrape


	MB-135-ZOL2-042	Blue Special	TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z wycięciem 60 cm × 30 cm i przylepcem			300 cm × 180 cm	1
B	**Serweta** z przylepcem			180 cm × 90 cm	1
C	Serweta na stół do instrumentarium			190 cm × 150 cm	1
D	Pokrowiec na stolik Mayo			145 cm × 80 cm	1
E	Ręczniczek włókninowy			40 cm × 20 cm	2

LAPAROTOMIA



Matodrape


	MB-135-ZOL2-009	Blue Special	TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 10 cm × 20 cm i przylepcem			300 cm × 240 cm	1
B	Ręczniczek włókninowy			40 cm × 20 cm	2



Matodrape

	MB-136-ZOL3-005	Blue Comfort	TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 20 cm × 10 cm wypełnionymi folią chirurgiczną			340 cm × 240 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium			190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo			145 cm × 80 cm	1
D	Ręczniczek włókninowy			40 cm × 20 cm	4

LAPAROSKOPIA




Matodrape

	MB-135-ZOL2-046	Blue Special	BLI	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 28 cm × 19 cm × 20 cm i przylepcem			300 cm × 180 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium			190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo			145 cm × 80 cm	1
D	**Kieszeń foliowa 2-komorowa** z kształtką* i przylepcem			42 cm × 35 cm	1
E	Samoprzylepna taśma medyczna			9 cm × 50 cm	1
F	Ręczniczek włókninowy			40 cm × 20 cm	2

* kształtka umożliwia lepsze dostosowanie otworu


LAPAROSKOPIA



plus

Matodrape


MA-135-ZOL2-437	Blue Special	TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 34 cm × 30 cm, przylepcem i **warstwą chłonną**		300 cm × 230 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium		190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo		145 cm × 80 cm	1
D	Samoprzylepna taśma medyczna		9 cm × 50 cm	1
E	Organizer na przewody z przylepcem		15 cm × 10 cm	2
F	Kieszeń foliowa 2-komorowa z kształtką i przylepcem		42 cm × 35 cm	1
G	Ręczniczek włókninowy		40 cm × 20 cm	2



Matodrape

MB-135-ZOL2-048	Blue Special	TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 34 cm × 30 cm, przylepcem i **zintegrowanymi** nogawicami*		260 cm × 240 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium		190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo		145 cm × 80 cm	1
D	Kieszeń foliowa 2-komorowa z kształtką i przylepcem		42 cm × 35 cm	2
E	Samoprzylepna taśma medyczna		9 cm × 50 cm	1
F	Ręczniczek włókninowy		40 cm × 20 cm	2


* zintegrowane nogawice - jedna kompletna serweta zamiast serwety głównej i 2 pokrowców na nogi



Matodrape

MB-135-ZOL3-038	Blue Comfort	TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 28 cm × 19 cm × 20 cm i przylepcem		300 cm × 180 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium		190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo		145 cm × 80 cm	1
D	Kieszeń foliowa 1-komorowa z kształtką i przylepcem		40 cm × 30 cm	1
E	Samoprzylepna taśma medyczna		9 cm × 50 cm	1
F	Ręczniczek włókninowy		40 cm × 20 cm	4

LAPAROSKOPIA





plus


Matoset

	MA-991-ZOA2-107 Blue Special Tyvek®	rozmiar	sztuki
A	**Serweta z warstwą chłonną** i przylepcem	240 cm × 150 cm	1
B	**Serweta z warstwą chłonną** i przylepcem	180 cm × 170 cm	1
C	**Serweta** z przylepcem	180 cm × 170 cm	1
D	**Serweta z warstwą chłonną** i przylepcem	90 cm × 75 cm	2
E	**Pokrowiec na stolik Mayo**	145 cm × 80 cm	1
F	**Serweta** (do owinięcia zestawu)	200 cm × 150 cm	1
G	**Kieszeń foliowa 2-komorowa** z kształtką i przylepcem	42 cm × 35 cm	1
H	**Foliowa osłona** na przewody	18 cm × 244 cm	1
I	Ręczniczek celulozowy	50 cm × 40 cm	3
J	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	2
K	Samoprzylepna taśma - rzep	2 cm × 25 cm	2
L	Fartuch chirurgiczny Standard	L	1
M	Fartuch chirurgiczny Perfect	XL	3
N	**Kompres z gazy 17-nitkowej** 16-warstwowy z nitką RTG	10 cm × 10 cm	20
O	Dren do odsysania pola operacyjnego	CH30 dł. 350 cm	1
P	Igła Veressa	14G × 120 mm	1
Q	Kleszczyki plastikowe typu korcang	19 cm	1
R	Opatrunek pooperacyjny Fixopore S	5 cm × 7,2 cm	2
S	Opatrunek pooperacyjny Fixopore S	10 cm × 8 cm	3
T	Ostrze do skalpela	nr 10	1
U	Ostrze do skalpela	nr 11	1
V	Ostrze do skalpela	nr 20	1
W	Pojemnik plastikowy okrągły	500 ml	1
X	Pojemnik plastikowy prostokątny	42 cm × 34 cm × 2,7 cm	1
Y	Strzykawka 2-częściowa L	10 ml	1
Z	Trokar optyczny z kaniulą	5 mm × 100 mm	1
AA	Kaniula uniwersalna do trokara	5 mm × 100 mm	1
AB	Trokar optyczny z kaniulą	12 mm × 100 mm	1
AC	Kaniula uniwersalna do trokara	12 mm × 100 mm	1

LAPAROSKOPIA








plus

Matoset

MA-991-ZOA2-175	Blue Special Tyvek®	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem i przylepcem, 2 kieszeniami i **warstwą chłonną** otwór 34 cm x 30 cm	300 cm × 230 cm	1
B	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
C	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
D	Foliowa osłona na przewody	13 cm × 244 cm	1
E	Ręczniczek celulozowy	50 cm × 40 cm	2
F	Samoprzylepna taśma - rzep	2 cm × 25 cm	1
G	Organizator przewodów	15 cm × 10 cm	2
H	**Kompres z gazy 17-nitkowej** 8-warstwowy z nitką RTG	10 cm × 10 cm	20
I	**Serweta z gazy 20-nitkowej** 4-warstwowa z nitką RTG	45 cm × 45 cm	2
J	**Tupfer kaptur z gazy 17-nitkowy** z nitką RTG	26 cm × 82 cm	3
K	Kleszczyki plastikowe typu korcang	24 cm	1
L	Opatrunek pooperacyjny Fixopore S	5 cm × 7,2 cm	4
M	Pojemnik plastikowy okrągły	500 ml	1
N	Pudełko do liczenia igieł	11 cm × 5,5 cm × 3,5 cm	1
O	Trokar bezostrzowy z kaniulą	5 mm × 100 mm	2
P	Kaniula uniwersalna do trokara	5 mm × 100 mm	1
Q	Trokar optyczny z kaniulą	12 mm × 100 mm	1


LAPAROSKOPIA



Matoset

	MA-991-ZOA2-089 Blue Special Tyvek®	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z przylepcem	240 cm × 150 cm	1
B	**Serweta** z przylepcem	180 cm × 170 cm	1
C	**Serweta** z przylepcem	90 cm × 75 cm	2
D	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
E	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
F	Foliowa osłona na przewody	18 cm × 244 cm	2
G	Ręczniczek celulozowy	40 cm × 30 cm	4
H	Kieszeń foliowa 3-komorowa na instrumenty	50 cm × 30 cm	1
I	Samoprzylepna taśma - rzep	2 cm × 25 cm	2
J	Fartuch chirurgiczny Standard	L	1
K	Fartuch chirurgiczny Standard	XL	1
L	Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy z nitką RTG	7,5 cm × 7,5 cm	40
M	Serweta z gazy 17-nitkowej 4-warstwowa z nitką RTG i tasiemką	45 cm × 45 cm	3
N	Dren Redona z kontrastem RTG	CH16 dł. 70 cm	1
O	Uchwyt monopolarny z 2 przyciskami, elektrodą płaską i kablem	3 m	1
P	Skalpel chirurgiczny bezpieczny	nr 11	1
Q	Pojemnik plastikowy okrągły	250 ml	1
R	Pojemnik plastikowy okrągły	1000 ml	1
S	Opatrunek pooperacyjny Fixopore S	15 cm × 8 cm	3
T	Worek na mocz	2000 ml	1


KRĘGOSŁUP



Matoset

MA-991-ZOA2-021	Blue Special	TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 35 cm x 32 cm wypełnionym folią chirurgiczną, z workiem na płyny*		320 cm × 180 cm	1
B	Serweta z przylepcem		240 cm × 150 cm	2
C	Serweta z przylepcem		90 cm × 75 cm	2
D	Pokrowiec na stolik Mayo		145 cm × 80 cm	1
E	Serweta na stół do instrumentarium		190 cm × 150 cm	1
F	Foliowa osłona na przewody		15 cm × 250 cm	1
G	Samoprzylepna taśma - rzep		2 cm × 25 cm	1
H	Foliowa osłona na sprzęt okrągła z gumką		(33 ÷ 112 cm) × 56 cm	1
I	Foliowa osłona na przewody		15 cm × 250 cm	1
J	Kompres z gazy 17-nitkowej 12-warstwowy z nitką RTG		10 cm × 10 cm	20
K	Tupfer kula z gazy 17-nitkowy		40 cm × 40 cm	3
L	Dren do odsysania pola operacyjnego		CH25 dł. 300 cm	1
M	Końcówka ssaka Yankauer		CH24	1
N	Kleszczyki plastikowe typu korcang		24 cm	1
O	Kleszczyki metalowe typu pean		12,5 cm	2
P	Kleszczyki metalowe do trzymania igły		15 cm	1
Q	Nożyczki metalowe chirurgiczne tępo-tępe zagięte		15 cm	1
R	Pęseta chirurgiczna		15 cm	1
S	Pojemnik plastikowy okrągły		250 ml	1
T	Skalpel chirurgiczny		nr 11	1


* worek z zaworkami do odprowadzania płynów



Matodrape

MB-135-ZOTF-001 | Blue Basic | TPF


		rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z wycięciem półokrągłym i przylepcami	180 cm × 150 cm	1
B	**Serweta** z wycięciem półokrągłym i przylepcem	180 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na kończynę	80 cm × 45 cm	1
D	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	2



Matodrape

MB-135-ZOL2-003 | Blue Special | TPF

		rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 6 cm i **elementem elastycznym**	320 cm × 240 cm	1
B	Pokrowiec na kończynę	75 cm × 37 cm	1
C	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	2
D	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2




plus

Matodrape

MA-135-ZOL2-436 | Blue Special | TPF

		rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 6 cm, **elementem elastycznym i warstwą chłonną**	320 cm × 240 cm	1
B	Serweta na stół instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Pokrowiec na kończynę	75 cm × 37 cm	1
E	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	2
F	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2


ARTROSKOPIA KOLANA



Matodrape

	MB-135-ZOL2-004 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	Serweta z otworem 6 cm, elementem elastycznym i workiem na płyny*	320 cm × 240 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Pokrowiec na kończynę	75 cm × 37 cm	1
E	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	2
F	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2

* worek z zaworkiem do odprowadzania płynów




Matodrape

	MB-135-ZOL3-004 Blue Comfort TPF	rozmiar	sztuki
A	Serweta z otworem 6 cm, elementem elastycznym i workiem na płyny*	320 cm × 240 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Pokrowiec na kończynę	75 cm × 37 cm	1
E	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	2
F	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	4

* worek z zaworkiem do odprowadzania płynów


ARTROSKOPIA KOLANA



Matoset

	MB-135-ZOL2-028 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	Serweta z otworem 6 cm, **elementem elastycznym i workiem na płyny***	320 cm × 240 cm	1
B	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
C	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
D	Foliowa osłona na przewody	15 cm × 250 cm	2
E	Pokrowiec na kończynę	75 cm × 37 cm	1
F	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	2
G	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2
H	Fartuch chirurgiczny Perfect	XL	1
I	Fartuch chirurgiczny Perfect	XXL	2

* worek z zaworkiem do odprowadzania płynów




Matoset

	MA-991-ZOL2-490 Blue Special Tyvek®	rozmiar	sztuki
A	Serweta z otworem 6 cm, **elementem elastycznym i workiem na płyny***	320 cm × 240 cm	1
B	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
C	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
D	Foliowa osłona na przewody	15 cm × 250 cm	1
E	Kieszeń foliowa 2-komorowa z kształtką i przylepcem	42 cm × 35 cm	2
F	Ręczniczek celulozowy	50 cm × 40 cm	4
G	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	2
H	Organizator przewodów	15 cm × 10 cm	1
I	Pokrowiec na kończynę	75 cm × 37 cm	1
J	Tupfer kula z gazy 17-nitkowy	50 cm × 50 cm	6
K	Kleszczyki plastikowe typu korcang	24 cm	1
L	Pojemnik plastikowy okrągły	250 ml	1

* worek z zaworkiem do odprowadzania płynów


OPERACJA STAWU BIODROWEGO



Matodrape

	MB-135-ZOL3-017 Blue Comfort TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z wycięciem U 100 cm × 20 cm i przylepcem	260 cm × 240 cm	1
B	**Serweta** z przylepcem	240 cm × 150 cm	1
C	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
D	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
E	Pokrowiec na kończynę	120 cm × 37 cm	1
F	Kieszeń foliowa 1-komorowa z kształtką* i przylepcem	40 cm × 30 cm	1
G	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	6
H	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	4

* kształtka umożliwia lepsze dopasowanie otworu




plus

Matodrape


	MA-135-ZOL2-439 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z wycięciem U 100 cm × 20 cm, przylepcem i **warstwą chłonną**	260 cm × 240 cm	1
B	**Serweta** z przylepcem i **warstwą chłonną**	240 cm × 150 cm	1
C	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
D	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
E	Pokrowiec na kończynę	120 cm × 37 cm	1
F	Kieszeń foliowa 1-komorowa z kształtką i przylepcem	40 cm × 30 cm	1
G	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	6
H	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2

OPERACJA STAWU BIODROWEGO



Matodrape


	MA-135-ZOL2-435 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z 2 otworami 10 cm × 15 cm i **2 elementami elastycznymi**	320 cm × 240 cm	1
B	Serweta	150 cm × 80 cm	1
C	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
D	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
E	Pokrowiec na kończynę	120 cm × 37 cm	2
F	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	6



Matoset

	MA-991-ZOL3-160 Blue Comfort TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta z wycięciem** U 100 cm x 20 cm i przylepcem	260 cm × 240 cm	1
B	**Serweta** z przylepcem	240 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	2
D	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
E	Kieszeń foliowa 1-komorowa z kształtką i przylepcem	40 cm × 30 cm	1
F	Pokrowiec na kończynę	120 cm × 37 cm	1
G	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	1
H	Fartuch chirurgiczny Perfect	L	1
I	Fartuch chirurgiczny Perfect	XL	2
J	Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy z nitką RTG	10 cm × 20 cm	10
K	Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy z nitką RTG	10 cm × 10 cm	40
L	Bandaż elastyczny	15 cm × 5 m	2
M	Tupfer kula z gazy 17-nitkowy	30 cm × 30 cm	6
N	Pojemnik plastikowy okrągły	250 ml	2
O	Pojemnik plastikowy okrągły	500 ml	1


OPERACJA STAWU BIODROWEGO



plus

Matoset

	MA-991-ZOL2-734 Blue Special Tyvek®	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z wycięciem U 100 cm x 20 cm, przylepcem i **warstwą chłonną** 120 cm x 80 cm	260 cm × 240 cm	1
B	Serweta z warstwą chłonną i przylepcem	240 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	2
E	Pokrowiec na kończynę	120 cm × 37 cm	1
F	Kieszeń foliowa 2-komorowa z kształtką i przylepcem	42 cm × 35 cm	1
G	Ręczniczek celulozowy	50 cm × 40 cm	4
H	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	4
I	Osłona na uchwyt do lampy	5 cm × 14 cm	2
J	Tupfer kula z gazy 17-nitkowy	50 cm × 50 cm	6
K	Bandaż elastyczny	15 cm × 5 m	1
L	Kleszczyki plastikowe typu korcang	24 cm	1
M	Pojemnik plastikowy okrągły	250 ml	1





plus

Matodrape

	MA-135-ZOL2-615 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z wycięciem U 100 cm x 20 cm, przylepcem i **warstwą chłonną** 120 cm x 80 cm	260 cm × 240 cm	1
B	Serweta z warstwą chłonną i przylepcem	240 cm × 150 cm	1
C	Serweta	200 cm × 150 cm	1
D	Serweta	90 cm × 75 cm	1
E	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
F	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
G	Pokrowiec na kończynę	120 cm × 37 cm	1
H	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	2
I	Ręczniczek celulozowy	40 cm × 30 cm	4


WERTYKALNY






Matodrape

	MA-136-ZOPE-003 PE TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** wertykalna z otworem 25 cm x 86 cm, **folia chirurgiczną**, 2 kieszeniami, organizerami na przewody, **workiem na płyny**	330 cm × 244 cm	1
B	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
C	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
D	Ręczniczek celulozowy	50 cm × 40 cm	4






Matodrape

	MA-136-ZOPE-002 PE TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta wertykalna** z otworem 30 cm × 41 cm, folią chirurgiczną, 2 kieszeniami, organizerami na przewody, **workiem na płyny**	330 cm × 244 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2

OPERACJA STAWU BARKOWEGO




Matoset

	MA-991-ZOA2-144 Blue Special Tyvek®	rozmiar	sztuki
A	Serweta z otworem, elementem elastycznym 12cm i workiem na płyny*	400 cm × 225 cm	1
B	Serweta	90 cm × 75 cm	2
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	3
E	Pokrowiec na kończynę	120 cm × 37 cm	1
F	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	2
G	Samoprzylepna taśma - rzep	2 cm × 25 cm	2
H	Ręczniczek celulozowy	40 cm × 50 cm	4
I	Kieszeń foliowa 2-komorowa z kształtką i przylepcem	42 cm × 35 cm	1
J	Foliowa osłona na przewody	18 cm × 244 cm	1
K	Fartuch chirurgiczny Perfect	L	1
L	Fartuch chirurgiczny Perfect	XXL	2
M	Kompres z gazy 17-nitkowej 16-warstwowy z nitką RTG	10 cm × 10 cm	20
N	Tupfer kula z gazy 17-nitkowy z nitką RTG	30 cm × 30 cm	6
O	Bandaż elastyczny	15 cm × 4 m	1
P	Dren do odsysania pola operacyjnego	CH25 dł. 350 cm	1
Q	Gąbka do czyszczenia elektrod	5 cm × 5 cm	1
R	Kleszczyki plastikowe typu korcang	24 cm	1
S	Pojemnik plastikowy okrągły	250 ml	1
T	Pojemnik plastikowy okrągły	500 ml	1

* worek z zaworkiem do odprowadzania płynów


OPERACJA STAWU BARKOWEGO



Matodrape

	MB-135-ZOL2-049 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z wycięciem U 60 cm × 7 cm i przylepcem	240 cm × 200 cm	1
B	**Serweta** z przylepcem	240 cm × 150 cm	1
C	Serweta	180 cm × 150 cm	1
D	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
E	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
F	Pokrowiec na kończynę	75 cm × 37 cm	1
G	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	2
H	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2


OPERACJA KOŃCZYNY GÓRNEJ



Matodrape


	MB-135-ZOL2-051 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 5 cm, **elementem elastycznym** i doklejaną serwetą 150 cm × 90 cm	260 cm × 240 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Pokrowiec na kończynę	75 cm × 37 cm	1
E	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	1
F	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2

OPERACJA DŁONI / STOPY



Matodrape


	MB-135-ZOTF-014	Blue Basic TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 4 cm i **elementem elastycznym**		200 cm × 180 cm	1
B	**Serweta** (do owinięcia)		180 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo		145 cm × 80 cm	1
D	Fartuch chirurgiczny Standard		L	1
E	Fartuch chirurgiczny Standard		XL	1



Matodrape


	MB-135-ZOL3-030	Blue Comfort BLI	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 4 cm i **elementem elastycznym**		300 cm × 240 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium		190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo		145 cm × 80 cm	1
D	Ręczniczek włókninowy		40 cm × 20 cm	4

OPERACJA DŁONI / STOPY



Matoset

	MA-991-ZOA2-056 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	Serweta z otworem elastycznym 6 cm	320 cm × 240 cm	1
B	Serweta z przylepcem	240 cm × 150 cm	1
C	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
D	Ręczniczek celulozowy	40 cm × 30 cm	2
E	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	2
F	Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy z nitką RTG	10 cm × 10 cm	20
G	Serweta z gazy 17-nitkowej 4-warstwowa z nitką RTG	45 cm × 45 cm	1
H	Fartuch chirurgiczny Perfect	XL	2
I	Kleszczyki plastikowe typu korcang	24 cm	1
J	Pojemnik plastikowy okrągły	250 ml	1
K	Strzykawka 3-częściowa L	20 ml	1



OPERACJA GINEKOLOGICZNA

LAPAROSKOPIA GINEKOLOGICZNA

BRZUSZNO-KROCZOWA

PORÓD

CESARSKIE CIĘCIE

NOWORODEK


OPERACJA UROLOGICZNO-GINEKOLOGICZNA


OPERACJA UROLOGICZNA

NEFROSTOMIA

ELEKTRORESEKCJA PROSTATY

CYSTOSKOPIA








matopat

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

UROLOGIA




OPERACJA GINEKOLOGICZNA



Matodrape


	MB-135-ZOL2-012 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 10 cm × 20 cm i przylepcem	200 cm × 180 cm	1
B	Serweta	90 cm × 75 cm	1
C	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
D	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
E	Pokrowiec na kończynę	120 cm × 75 cm	2
F	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2



Matodrape

	MB-135-ZOL2-011 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 10 cm x 20 cm i przylepcem	200 cm × 180 cm	1
B	Serweta	90 cm × 75 cm	1
C	Pokrowiec na kończynę	120 cm × 75 cm	2
D	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2


OPERACJA GINEKOLOGICZNA



Matodrape zestaw do laparoskopowych operacji ginekologicznych

	MB-135-ZOL2-040 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z 2 otworami 28 cm × 20 cm × 19 cm i 15 cm × 10 cm (dolny otwór zasłonięty dodatkowo klapką) i **zintegrowanymi nogawicami***	265 cm × 180 cm	1
B	Serweta	90 cm × 75 cm	1
C	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
D	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
E	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	1
F	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2

* zintegrowane nogawice - jedna kompletna serweta zamiast serwety głównej i 2 pokrowców na nogi




Matoset

	MB-991-ZOL2-164 Blue Special Tyvek®	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 10 cm x 15 cm, przylepcem, **zintegrowanymi nogawicami*** i workiem z sitem	275 cm × 200 cm	1
B	Serweta	90 cm × 75 cm	1
C	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
D	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
E	Foliowa osłona na przewody	15 cm × 250 cm	1
F	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2
G	Fartuch chirurgiczny Perfect	L	1
H	Fartuch chirurgiczny Perfect	XL	1
I	Kompres z gazy 17-nitkowej 12-warstwowy z nitką RTG	10 cm × 10 cm	20
J	Tupfer kula z gazy 17-nitkowej	50 cm × 50 cm	3
K	Pojemnik typu blister	10 cm × 20 cm × 4 cm	1

* zintegrowane nogawice - jedna kompletna serweta zamiast serwety głównej i 2 pokrowców na nogi


OPERACJA GINEKOLOGICZNA



Matodrape

	MB-135-ZOL3-034	Blue Comfort	BLI	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 15 cm × 10 cm, przylepcem i **zintegrowanymi** nogawicami*			245 cm × 180 cm	1
B	Serweta			90 cm × 75 cm	1
C	Serweta na stół do instrumentarium			190 cm × 150 cm	1
D	Pokrowiec na stolik Mayo			145 cm × 80 cm	1
E	Samoprzylepna taśma medyczna			9 cm × 50 cm	2
F	Ręczniczek włókninowy			40 cm × 20 cm	4

* zintegrowane nogawice - jedna kompletna serweta zamiast serwety głównej i 2 pokrowców na nogi




Matoset

	MA-991-ZOL2-646	Blue Special	TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z 2 otworami (górny otwór 28 cm x 20 cm x 19 cm, dolny otwór 15 cm x 10 cm przysłonięty klapką) **i zintegrowanymi nogawicami**			265 cm × 180 cm	1
B	Serweta (do owinięcia zestawu)			200 cm × 150 cm	1
C	Serweta			90 cm × 75 cm	1
D	Pokrowiec na stolik Mayo			145 cm × 80 cm	1
E	Samoprzylepna taśma medyczna			9 cm × 50 cm	1
F	Kieszeń foliowa 2-komorowa z kształtką i przylepcem			42 cm × 35 cm	2
G	Ręczniczek celulozowy			50 cm × 40 cm	2
H	Fartuch chirurgiczny Comfort			XL	1
I	Fartuch chirurgiczny Perfect			XL	2
J	Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowyz nitką RTG			7,5 cm × 7,5 cm	5
K	Dren do odsysania pola operacyjnego			CH20 dł. 300 cm	1

LAPAROSKOPIA GINEKOLOGICZNA









Matoset

	MB-991-ZOA2-110 Blue Special Tyvek®	rozmiar	sztuki
A	**Serweta z 2 otworami** (górny otwór 28 cm x 20 cm x 19 cm, dolny otwór 15 cm x 10 cm przysłonięty klapką) **i zintegrowanymi** nogawicami	265 cm × 180 cm	1
B	Serweta (do owinięcia zestawu)	200 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	1
E	Samoprzylepna taśma - rzep	2 cm × 25 cm	1
F	Kieszeń foliowa 2-komorowa z kształtką i przylepcem	42 cm × 35 cm	1
G	Foliowa osłona na przewody	18 cm × 244 cm	1
H	Kompres z gazy 17-nitkowej 16-warstwowyz nitką RTG	10 cm × 10 cm	10
I	Kompres z gazy 17-nitkowej 16-warstwowyz nitką RTG	5 cm × 5 cm	20
J	Tupfer kula z gazy 17-nitkowy z nitką RTG	30 cm × 30 cm	5
K	Fartuch chirurgiczny Perfect	L	1
L	Fartuch chirurgiczny Perfect	XL	2
M	Dren do odsysania pola operacyjnego	CH25 dł. 350 cm	1
N	Gąbka do czyszczenia elektrod	5 cm × 5 cm	1
O	Kleszczyki plastikowe typu korcang	24 cm	1
P	Opatrunek pooperacyjny Fixopore S	10 cm × 8 cm	6
Q	Pojemnik plastikowy	250 ml	1
R	Pojemnik plastikowy prostokątny	42 cm × 34 cm × 2,7 cm	1
S	Skalpel chirurgiczny z osłonką	nr 15	1
T	Strzykawka 2-częściowa L	10 ml	1
U	Trokar optyczny z kaniulą	5 mm × 100 mm	1
V	Kaniula uniwersalna do trokara	5 mm × 100 mm	1
W	Trokar optyczny z kaniulą	12 mm × 100 mm	1
X	Trokar z płaskim ostrzem z kaniulą	11 mm × 100 mm	1

* zintegrowane nogawice - jedna kompletna serweta zamiast serwety głównej i 2 pokrowców na nogi

LAPAROSKOPIA GINEKOLOGICZNA






Matoset

	MB-991-ZOL3-294 MIX Tyvek®	rozmiar	sztuki
A	**Serweta z 2 otworami** (górny otwór 28 cm x 20 cm x 19 cm, dolny otwór 15 cm x 6 cm przysłonięty klapką) **z workiem na płyny** i zintegrowanymi nogawicami*	320 cm × 240 cm	1
B	Serweta	150 cm × 100 cm	1
C	Serweta	150 cm × 90 cm	1
D	Serweta	90 cm × 75 cm	1
E	Serweta z przylepcem	60 cm × 50 cm	1
F	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
G	Kieszeń foliowa 2-komorowa z kształtką i przylepcem	42 cm × 35 cm	1
H	Foliowa osłona na przewody	15 cm × 250 cm	2
I	Osłona na uchwyt do lampy	5 cm × 14 cm	1
J	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	2
K	Kompres z gazy 17-nitkowej 16-warstwowyz nitką RTG	10 cm × 10 cm	20
L	Kompres z włókniny 30g/m²	5 cm × 5 cm	2
M	Fartuch chirurgiczny Perfect	L	1
N	Fartuch chirurgiczny Perfect	XL	3
O	Rękawica chirurgiczna niepudrowana	7,0	2
P	Dren do odsysania pola operacyjnego	CH30 dł. 300 cm	2
Q	Gąbka do czyszczenia elektrod	5 cm × 5 cm	1
R	Nożyczki monopolarne zagięte	5 mm × 33 cm	1
S	Opatrunek pooperacyjny Fixopore S	10 cm × 6 cm	4
T	Ostrze do skalpela	nr 11	1
U	Płyn przeciw parowaniu optyki	5 ml	1
V	Pojemnik plastikowy	1000 ml	1
W	Strzykawka 2-częściowa L	5 ml	1

* zintegrowane nogawice - jedna kompletna serweta zamiast serwety głównej i 2 pokrowców na nogi

BRZUSZNO-KROCZOWA






Matodrape

	MB-136-ZOL3-008 Blue Comfort TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z 2 otworami (górny otwór 34 cm × 30 cm wypełniony **folią chirurgiczną**, dolny otwór 15 cm × 10 cm przysłonięty klapką) i **zintegrowanymi nogawicami***	260 cm × 240 cm	1
B	Serweta	90 cm × 75 cm	1
C	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
D	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
E	Kieszeń foliowa 2-komorowa z kształtką i przylepcem	42 cm × 35 cm	1
F	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	1
G	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	4

* zintegrowane nogawice - jedna kompletna serweta zamiast serwety głównej i 2 pokrowców na nogi

PORÓD




Matodrape

	MB-135-ZOMI-011 MIX TPF	rozmiar	sztuki
A	Serweta L2	130 cm × 90 cm	1
B	Serweta L2 (do owinięcia zestawu)	150 cm × 90 cm	1
C	Ręczniczek włókninowy	80 cm × 60 cm	2
D	Podkład Soft Super	90 cm × 60 cm	1
E	Podkład Soft Super	60 cm × 60 cm	1
F	Kocyk flanelowy*	160 cm × 75 cm	1
G	Czapeczka dla noworodka	38	1


* różne wzory

PORÓD



Matodrape

	MB-135-ZOMI-008	MIX	TPF	rozmiar	sztuki
A	Serweta L2 pod pośladki z kieszenią na płyny z laminatu i kształtką			113 cm × 90 cm	1
B	Serweta L3 (do owinięcia zestawu)			150 cm × 90 cm	1
C	Ręczniczek włókninowy			80 cm × 60 cm	1
D	Ręczniczek włókninowy			25 cm × 20 cm	6
E	Podkład Soft Super			90 cm × 60 cm	1
F	Podkład Soft Super			60 cm × 60 cm	1




Matoset

	MB-991-ZBS2-002	Blue Special	Tyvek®	rozmiar	sztuki
A	Serweta L2 (do owinięcia zestawu)			150 cm × 90 cm	1
B	Pokrowiec na kończynę			120 cm × 80 cm	1
C	Ręczniczek włókninowy			80 cm × 60 cm	1
D	Podkład Seni Soft Super			90 cm × 60 cm	1
E	Kocyk flanelowy*			160 cm × 75 cm	1
F	Czapeczka dla noworodka			38	1
G	Rękawica zabiegowa niepudrowana			M	2
H	Kompres włókninowy 4-warstwowy 40 g/m²			7,5 cm × 7,5 cm	10
I	Kompres włókninowy 4-warstwowy 40 g/m²			10 cm × 20 cm	5
J	Tupfer kula z gazy 17-nitkowej			30 cm × 30 cm	5
K	Centymetr do mierzenia noworodka			68 cm	1
L	Zacisk do pępowiny			–	2
M	Nożyczki metalowe do cięcia krocza			14,5 cm	1
N	Nożyczki metalowe do cięcia pępowiny			10,5 cm	1
O	Kleszczyki plastikowe typu korcang**			24 cm	1
P	Pojemnik plastikowy typu nerka			700 ml	1

* różne wzory
** idealne do trzymania materiału opatrunkowego


PORÓD



Matoset

	MB-991-ZOL2-192 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	Serweta L2 pod pośladki z kieszenią na płyny i kształtką	113 cm × 90 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Serweta z włókniny kompresowej	80 cm × 60 cm	2
D	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	1
E	Podkład Seni Soft Super	90 cm × 60 cm	1
F	Kompres z włókniny 40g/m²	10 cm × 10 cm	10

CESARSKIE CIĘCIE




Matodrape

	MB-136-ZOL2-003 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	Serweta z otworem 35 cm x 32 cm wypełnionym folią chirurgiczną, workiem na płyny* i organizerami na kable**	325 cm × 250 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Podkład Seni Soft Basic	90 cm × 60 cm	1
E	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2

* worek z zaworkami do odprowadzania płynów
** organizery na kable pomagają uporządkować i podtrzymać kable i dreny


CESARSKIE CIĘCIE



Matoset

	MA-991-ZOA2-036 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	Serweta z otworem 35 cm x 32 cm wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w folii, workiem na płyny* i zintegrowanymi nogawicami	270 cm × 200 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	1
E	Ręczniczek celulozowy	50 cm × 40 cm	3
F	Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowyz nitką RTG	10 cm × 10 cm	10
G	Kompres z gazy 17-nitkowej 8-warstwowyz nitką RTG	10 cm × 20 cm	20
H	Serweta z gazy 17-nitkowej 4-warstwowa z nitką RTG i tasiemką	45 cm × 45 cm	4
I	Fartuch chirurgiczny Standard	M	1
J	Fartuch chirurgiczny Perfect	L	1
K	Fartuch chirurgiczny Perfect	XL	1

* worek z zaworkami do odprowadzania płynów




Matodrape

	MB-136-ZOL2-010 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	Serweta z otworem 35 cm x 32 cm wypełnionym folią chirurgiczną, workiem na płyny* i organizerami na kable**	320 cm × 180 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Podkład Seni Soft Basic	90 cm × 60 cm	1
E	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2

* worek z zaworkami do odprowadzania płynów
** organizery na kable pomagają uporządkować i podtrzymać kable i dreny


CESARSKIE CIĘCIE



Matodrape

	MB-136-ZOL2-015 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 35 cm x 32 cm **wypełnionym folią chirurgiczną, workiem na płyny*** i organizerami na kable**	320 cm × 180 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Podkład Seni Soft Super	90 cm × 60 cm	1
E	Fartuch chirurgiczny Perfect	L	1
F	Fartuch chirurgiczny Perfect	XL	2

* worek z zaworkami do odprowadzania płynów
** organizery na kable pomagają uporządkować i podtrzymać kable i dreny




Matodrape

	MB-136-ZOL3-001 Blue Comfort TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 35 cm x 32 cm, **workiem na płyny*** i folią chirurgiczną	325 cm × 250 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	4
E	Podkład Seni Soft Super	90 cm × 60 cm	1

* worek z zaworkami do odprowadzania płynów


CESARSKIE CIĘCIE



Matoset

	MB-991-ZOL3-267 Blue Comfort Tyvek®	rozmiar	sztuki
A	Serweta z otworem 35 cm x 32 cm, workiem na płyny oraz ze zintegrowanymi nogawicami	300 cm × 200 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Serweta	150 cm × 100 cm	1
E	Serweta	150 cm × 90 cm	1
F	Serweta	90 cm × 75 cm	2
G	Ręczniczek włókninowy	80 cm × 60 cm	4
H	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	1
I	Osłona na uchwyt do lampy	5 cm × 14 cm	2
J	Kompres z gazy 17-nitkowej 16-warstwowyz nitką RTG	10 cm × 10 cm	42
K	Serweta z gazy 17-nitkowej 8-warstwowa z nitką RTG i tasiemką	45 cm × 45 cm	6
L	Tupfer kula z gazy 17-nitkowy z nitką RTG	50 cm × 50 cm	3
M	Fartuch chirurgiczny Perfect	L	2
N	Fartuch chirurgiczny Perfect	XL	2
O	Rękawica chirurgiczna niepudrowana	7,0	4
P	Cewnik Foleya dwudrożny lateksowy	16FR	1
Q	Kleszczyki plastikowe typu korcang	24 cm	1
R	Opatrunek pooperacyjny Fixopore S	10 cm × 30 cm	1
S	Pojemnik plastikowy	500 ml	1
T	Pudełko do liczenia igieł	11 cm × 5,5 cm × 3,5 cm	1
U	Skalpel chirurgiczny z osłonką	nr 22	1
V	Strzykawka 2-częściowa L	5 ml	1
W	Worek na mocz	2000 ml	3

CESARSKIE CIĘCIE



Matodrape

	MA-136-ZOL2-115 L2/PE TPF	rozmiar	sztuki
A	Serweta z panelem foliowym; z otworem 35 cm x 32 cm, wypełnionym folią chirurgiczną i workiem na płyny*	330 cm × 180 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Podkład Seni Soft Basic	90 cm × 60 cm	1
E	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2

* worek z zaworkami do odprowadzania płynów

NOWORODEK




Matodrape

	MB-135-ZOMI-010 MIX TPF	rozmiar	sztuki
A	Podkład Seni Soft Super	60 cm × 60 cm	1
B	Ręczniczek włókninowy	80 cm × 60 cm	2
C	Kocyk flanelowy*	160 cm × 75 cm	1
D	Czapeczka dla noworodka	38	1

* różne wzory


OPERACJA UROLOGICZNO-GINEKOLOGICZNA



Matoset

MB-991-ZOL2-030 | Blue Special | TPF

		rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 10 cm × 20 cm i przylepcem	200 cm × 180 cm	1
B	**Serweta** (do owinięcia zestawu)	150 cm × 90 cm	1
C	**Pokrowiec na kończynę**	120 cm × 80 cm	2
D	**Kompres z gazy** 17-nitkowej 12-warstwowy	10 cm × 10 cm	10
E	**Tupfer kula z gazy** 17-nitkowy z nitką RTG	50 cm × 50 cm	5
F	Kleszczyki plastikowe typu korcang	19 cm	1




Matoset

MA-991-ZESA-929 | Blue Special | Tyvek®

		rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 20 cm × 10 cm i przylepcem	200 cm × 180 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	2
E	Pokrowiec na kończynę	120 cm × 80 cm	2
F	Podkład Soft Super	90 cm × 60 cm	1
G	**Kompres z gazy** 17-nitkowej 16-warstwowy z nitką RTG	10 cm × 10 cm	10
H	**Tupfer kula z gazy** 17-nitkowy	30 cm × 30 cm	5
I	**Seton z gazy** 17-nitkowej 4-warstwowy z nitką RTG	2 cm × 2 m	1
J	**Seton z gazy** 17-nitkowej 4-warstwowy z nitką RTG	5 cm × 1 m	1
K	Taśma do chirurgicznego leczenia nietrzymania moczu Dallop NM Ultralight	45 cm	1
L	Kleszczyki plastikowe typu korcang	24 cm	1

OPERACJA UROLOGICZNO-GINEKOLOGICZNA




Matoset

	MB-991-ZOL2-026 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** pod pośladki z kieszenią na płyny z laminatu i kształtką*	113 cm × 90 cm	1
B	Pokrowiec na kończynę	130 cm × 40 cm	2
C	Fartuch chirurgiczny Standard	L	1
D	**Kompres z gazy** 17-nitkowej 12-warstwowy	7,5 cm × 7,5 cm	10

* kształtka umożliwia lepsze dopasowanie otworu


OPERACJA UROLOGICZNA



Matoset

	MA-991-ZES2-923 Blue Special Tyvek®	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 10 cm × 20 cm i przylepcem	200 cm × 180 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Pokrowiec na kończynę	120 cm × 80 cm	2
E	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	2
F	Podkład Seni Soft Super	90 cm × 60 cm	1
G	**Kompres z gazy** 17-nitkowej 16-warstwowy z nitką RTG	10 cm × 10 cm	10
H	**Tupfer kula z gazy** 17-nitkowej	30 cm × 30 cm	5
I	**Seton z gazy** 17-nitkowej 4-warstwowy z nitką RTG	2 cm × 2 m	1
J	**Seton z gazy** 17-nitkowej 4-warstwowy z nitką RTG	5 cm × 1 m	1
K	Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu Dallop NM	45 cm	1
L	Kleszczyki plastikowe typu korcang	24 cm	1


OPERACJA UROLOGICZNA TUR



Matodrape

	MB-135-ZOL2-031 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z 2 otworami 5 cm i 4 cm, wycięciami półokrągłymi, elastyczną osłoną na palec i **workiem z sitem***	240 cm × 100 cm	1
B	Serweta	90 cm × 75 cm	1
C	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
D	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
E	Pokrowiec na kończynę	120 cm × 75 cm	2
F	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	4
G	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2

* worek z sitem na usunięte resztki i z zaworkiem do odprowadzania nadmiaru płynów




Matodrape

	MB-135-ZOL2-065 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z 2 otworami 5 cm i 4 cm, elastyczną osłoną na palec, **workiem z sitem*** oraz **zintegrowanymi nogawicami****	215 cm × 180 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na stolik Mayo	145 cm × 80 cm	1
D	Samoprzylepna taśma medyczna	9 cm × 50 cm	1
E	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2

* worek z sitem na usunięte resztki i z zaworkiem do odprowadzania nadmiaru płynów
** zintegrowane nogawice – jedna kompletna serweta zamiast serwety głównej i dwóch pokrowców na nogi

OPERACJA UROLOGICZNA TUR




Matoset

	MB-991-ZOTF-003 Blue Basic TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 10 cm × 20 cm, wycięciami półokrągłymi i przylepcem	180 cm × 75 cm	1
B	**Serweta** (do owinięcia)	130 cm × 90 cm	1
C	**Pokrowiec na kończynę**	120 cm × 80 cm	2
D	**Fartuch chirurgiczny Standard**	XL	1
E	**Kompres z gazy** 17-nitkowej 8-warstwowy	5 cm × 5 cm	10
F	**Kleszczyki plastikowe typu korcang***	24 cm	1

* idealne do trzymania materiału opatrunkowego

OPERACJA UROLOGICZNA PCNL




Matodrape

	MB-135-ZOL3-023 Blue Comfort TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 22 cm × 15 cm, przylepcem i **workiem na płyny***	300 cm × 180 cm	1
B	**Serweta na stół do instrumentarium**	190 cm × 150 cm	1

* kształtka umożliwia lepsze dopasowanie otworu


NEFROSTOMIA



Matoset

	MC-991-ZOL2-071 Blue Special TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 22 cm × 15 cm i przylepcem	180 cm × 170 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium	190 cm × 150 cm	1
C	Foliowa osłona na przewody	15 cm × 250 cm	1
D	Kieszeń foliowa 1-komorowa z kształtką* i przylepcem	40 cm × 30 cm	1
E	Ręczniczek włókninowy	40 cm × 20 cm	2
F	Fartuch chirurgiczny Standard	L	1
G	Fartuch chirurgiczny Standard	XL	1
H	Rękawice chirurgiczne niepudrowane	6,5	2
I	Kompres z gazy 13-nitkowej 12-warstwowy	7,5 cm × 7,5 cm	20

ELEKTRORESEKCJA PROSTATY




Matodrape

	MB-135-ZOMI-003 Blue Basic TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta Blue Basic** z otworem 8 cm, przylepcami* i rozcięciami	240 cm × 180 cm	1
B	Fartuch chirurgiczny Perfect	XL	1
C	Worek z sitem typu lej**	–	1


* przylepce umożliwiają zamocowanie serwety wokół nóg pacjenta tworząc nogawki
** do mocowania z przodu operatora do odprowadzania płynów i resztek podczas zabiegu

CYSTOSKOPIA




Matodrape

	MB-135-ZOTF-002	Blue Basic	BLI	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 20 cm × 10 cm, wycięciami półokrągłymi i przylepcem			180 cm × 75 cm	1
B	Serweta na stół do instrumentarium			190 cm × 150 cm	1
C	Pokrowiec na kończynę			120 cm × 60 cm	2
D	Ręczniczek włókninowy			40 cm × 20 cm	1




Matodrape

	MB-135-ZOL2-008	Blue Special	BLI	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 20 cm × 10 cm, wycięciami półokrągłymi i przylepcem			180 cm × 75 cm	1
B	Serweta			90 cm × 75 cm	1
C	Serweta na stół do instrumentarium			190 cm × 150 cm	1
D	Pokrowiec na stolik Mayo			145 cm × 80 cm	1
E	Pokrowiec na kończynę			120 cm × 75 cm	2
F	Ręczniczek włókninowy			40 cm × 20 cm	2




Matodrape


	MB-135-ZOL3-006	Blue Comfort	TPF	rozmiar	sztuki
A	**Serweta** z otworem 20 cm × 10 cm, wycięciami półokrągłymi i przylepcem			180 cm × 75 cm	1
B	Serweta			90 cm × 75 cm	1
C	Pokrowiec na kończynę			120 cm × 75 cm	2
D	Ręczniczek włókninowy			40 cm × 20 cm	4



FARTUCHY CHIRURGICZNE

ODZIEŻ OPERACYJNA







matopat

ODZIEŻ

WIELORAZOWA

JEDNORAZOWA



FARTUCHY CHIRURGICZNE


JEDNORAZOWE



Matodress

- zgodność z normą PN-EN 13795
- bezpieczna i funkcjonalna konstrukcja
- wysoka barierowość na płyny
- wysoka chłonność w części krytycznej
- wysoka wytrzymałość

Fartuchy chirurgiczne jednorazowe - **Matodress**

	Standardowego ryzyka		Wysokiego ryzyka	
nazwa	Standard 	Comfort 	Perfect 	Comfort HP 
surowiec	włóknina polipropylenowa	włóknina bawełnopodobna	włóknina polipropylenowa i barierowy laminat	włóknina bawełnopodobna i barierowy laminat
wersje kolorystyczne				
rozmiary	M/115	L/125	XL/140	XXL/155
dodatkowe wersje	 z ręcznikami i dodatkowo owijane w papier krepowany			


WIELORAZOWE

Medidress

- zgodność z normą PN-EN 13795
- bezpieczna i funkcjonalna konstrukcja
- wysoka barierowość na płyny
- wysoka chłonność w części krytycznej
- wysoka wytrzymałość



Fartuchy chirurgiczne wielorazowe - **Medidress**

	Standardowego ryzyka	Wysokiego ryzyka
nazwa	Standard 	Perfect 
surowiec	tkanina poliesterowa	tkanina poliesterowa i barierowy laminat
wersje kolorystyczne		
rozmiary	M/115 L/125 XL/140 XXL/155	



ODZIEŻ OPERACYJNA

JEDNORAZOWE



Matodress

- zgodność z normą PN-EN 13795
- antystatyczność
- wysoka wytrzymałość
- paroprzepuszczalność
- atrakcyjny i praktyczny wygląd
- szeroki zakres rozmiarów



Odzież operacyjna jednorazowa - **Matodress**		
nazwa	Komplet odzieży operacyjnej 	Sukienka operacyjna 
surowiec	włóknina polipropylenowa	
wersje kolorystyczne		
rozmiary	XS/158 S/164 M/170 L/176; XL/182 XXL/188 XXXL/194	S/164 M/170 L/176 XL/182

WIELORAZOWE

Medidress

- zgodność z normą PN-EN 13795
- antystatyczność
- wysoka wytrzymałość
- paroprzepuszczalność
- atrakcyjny i praktyczny wygląd
- szeroki zakres rozmiarów



Odzież operacyjna wielorazowa - **Medidress**		
nazwa	Komplet odzieży operacyjnej 	Sukienka operacyjna 
surowiec	tkanina poliestrowa, tkanina bawełniano-poliestrowa	
wersje kolorystyczne		
rozmiary	XS-4XL / 158-164, 170-176, 182-188, 194-200	XS/158, S/164, M/170, L/176, XL/182, XXL/188

TZMO
GRUPA

matopat

matopat-global.com

CITONET

citonet.pl

TRICOMED

tricomed.pl

11-MAD-10KA-006/PL/05.2026



TZMO
GRUPA

tzmo-global.com
matopat-global.com