BEZPIECZNE OPAKOWANIA MEDYCZNE

matopat

Opakowania do sterylizacji **narzędzi robotycznych** oraz ciężkich/długich załadunków



Opakowania stanowią system bariery sterylnej do sterylizacji parą wodną **(STEAM)** oraz tlenkiem etylenu **(EO)**.

KONSTRUKCJA WYROBÓW:

- papier medyczny wzmocniony **112 g/m^2**
- dwa wskaźniki sterylizacji: **para wodna i tlenek etylenu**
- laminat medyczny **7-warstwowy**

Oferta*

Asortyment	Indeks	Rozmiar
Torebka płaska	OM-191-FPPA-466 OM-191-FPPA-467	200 mm x 800 mm 250 mm x 900 mm
Rękaw płaski	OM-194-FPPA-052	250 mm x 100 m

*jako producent mamy możliwość wytwarzania opakowań o różnych wymiarach dopasowanych do załadunku, w zakresie szerokości do 250 mm i długości do 900 mm



- Dopasowane wymiary torebek dla **podwójnego pakowania** to duża **oszczędność czasu** w porównaniu z zawijaniem w arkusze i **dłuższe przechowywanie** wyrobów w stanie sterylnym.
- Odpowiednia konstrukcja opakowań umożliwia pakowanie **ciężkich i długich załadunków**, dzięki wysokiej wytrzymałości materiałów na cykle próżniowe i nacisk punktowy.
- Wzmocniona struktura materiału to **gwarancja zachowania bariery sterylnej** oraz bezpiecznego transportu i przechowywania wyrobów.

Pełna zgodność z Rozporządzeniem MDR 2017/745 oraz normami ISO 11607 i EN 868.

ISO 11607-1 **ISO 11607-2** **EN 868-3** **EN 868-5** **EN 868-6**

Doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej produkcji Bezpiecznych Opakowań Medycznych zostało przeniesione z sukcesem także na nową linię opakowań. Z opakowaniami medycznymi TZMO SA **zyskujesz jakość i bezpieczeństwo niezbędne w każdej sterylizatorni.**

TZMO GRUPA | matopat CITONET TRICOMED MD CE